

Loke - Bråckbyxa herr

ART.NO 50252

Loke är en stadig kompressions- och bråckbyxa i herrmodell. Öppningsbar gylf med kardborre. Används vid konservativ behandling av lätta eller medelstora ljumskbräck. Även lämplig att använda efter operation för snabbare mobilisering, smärtlindring och för att förhindra eventuella återfall. Byxan har olika kompressionszoner och är stickad med hög kompression över bäcken och mjukare runt midjan. Detta för att ge maximalt stöd där det som bäst behövs utan att orsaka obehagligt tryck mot buken. Designad för att ge optimal plats för pungen. Utmärkt att använda för pungbräck då byxan både lyfter och ger stöd. Bärs istället för vanliga underbyxor. Loke är utformad med fickor på båda sidor för isättning av pelotter. Platta pelotter medföljer. Om ökat tryck på bråcket önskas kan konvexa pelotter användas, beställs separat.

Används även för stomiopererade för att täcka och hålla stomipåsen på plats. Loke används då utan pelotter.

Indikationer: Vid konservativ behandling av lätta/medelstora ljumskbräck samt post-operativt för att stödja det opererade området samt ge smärtlindring.

Kontraindikation: inklämt ljumskbräck.

Färg: Ljusgrå.

Måttagning: Höftmått (B) i cm. Höjd (A) mäts från pubis och upp.



Tillbehör: Konvexa pelotter för kompression beställs separat:

- Pads, 1 par Medium, 10 cm: Art.no 50257-00-50
- Pads, 1 par Large, 13 cm: Art.no 50257-00-60
- PadPlus, Vänster Art.no 50258-10-50
- PadPlus, Höger Art.no 50258-20-50

Material: Polyamid 54%, Bomull 32%, Naturgummilatex 14%. Pelotter i Polyetylenkum.

Tvåtråd: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.

Storlek	Mått: A	Mått: B	Art.no
02	18	76-80	50252-05-02
03	18	81-85	50252-05-03
04	18	86-90	50252-05-04
05	18	91-95	50252-05-05
06	18	96-100	50252-05-06
07	18	101-105	50252-05-07
08	18	106-110	50252-05-08
09	18	111-115	50252-05-09
10	18	116-120	50252-05-10



50257-00-50 Pads, Medium,
50257-00-60 Pads, Large



50258: PadPlus



Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.

