

# Frej - Bråckbyxa herr

ART.NO 50253

En bekväm kompressions- och bråckbyxa i mjukt bomullsmaterial som ger stadig kompression. Används vid konservativ behandling av lätta- eller medelstora ljumskbråck samt efter operation för snabbare mobilisering, smärtlindring och för att förhindra eventuella återfall. Byxan är sydd i olika kompressionszoner för att ge optimalt stöd där det som bäst behövs. Byxan är utformad med fickor på båda sidor för isättning av pelotter. "Platta" pelotter medföljer, om ökat tryck önskas kan en konvex pelott stoppas i fickan, konvexa pelotter beställs separat. Frej ger optimalt stöd vid ljumskbråck och används istället för vanliga kalsonger.

Används även för stomiopererade för att täcka och hålla stomipåsen på plats. Frej används då utan pelotter.

**Indikationer:** Vid konservativ behandling av lätta/medelstora ljumskbråck samt post-operativt för att stödja det opererade området samt ge smärtlindring.

**Kontraindikation:** Inklämt ljumskbråck.

**Färg:** Grafitgrå

**Måttagning:** Höftmått (B) i cm. Höjd mäts (A) i cm från pubis och upp.


**Tillbehör:** Konvexa pelotter för kompression beställs separat:

- Pads, 1 par Medium, 10 cm: Art.no 50257-00-50
- Pads, 1 par Large, 13 cm: Art.no 50257-00-60
- PadPlus, Vänster Art.no 50258-10-50
- PadPlus, Höger Art.no 50258-20-50

**Material:** Bomull 88%, Elastan 12%. Pelotter i Polyetylenskum. Latexfri.

**Tvåtråd:** Maskintvätt 40°C. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.

Storlek	Mått: A	Mått: B	Art.no
02	14 cm	76-80 cm	50253-01-02
03	14 cm	81-85 cm	50253-01-03
04	14 cm	86-90 cm	50253-01-04
05	14 cm	91-95 cm	50253-01-05
06	14 cm	96-100 cm	50253-01-06
07	14 cm	101-105 cm	50253-01-07
08	14 cm	106-110 cm	50253-01-08



50257-00-50 Pads, Medium,  
50257-00-60 Pads, Large



50258: PadPlus



MD Class I CE

