

# Frej - Bråckbyxa herr

ART.NO 50253

En bekväm kompression- och bråckbyxa i mjukt bomullsmaterial som ger stadig kompression. Används vid konservativ behandling av lätta- eller medelstora ljumskbräck samt efter operation för snabbare mobilisering, smärtlindring och för att förhindra eventuella återfall. Byxan är sydd i olika kompressionszoner för att ge optimalt stöd där det som bäst behövs. Byxan är utformad med fickor på båda sidor för isättning av pelotter. "Platta" pelotter medföljer, om ökat tryck önskas kan en konvex pelott stoppas i fickan, konvexa pelotter beställas separat. Frej ger optimalt stöd vid ljumskbräck och används istället för vanliga kalsonger.

Används även för stomiopererade för att täcka och hålla stomipåsen på plats. Frej används då utan pelotter.

**Indikationer:** Vid konservativ behandling av lätta/medelstora ljumskbräck samt post-operativt för att stödja det opererade området samt ge smärtlindring.  
**Kontraindikation:** Inklämt ljumskbräck.

**Färg:** Grafitgrå

**Måttagning:** Höftmått (B) i cm. Höjd mäts (A) i cm från pubis och upp.


**Tillbehör:** Konvexa pelotter med hög kompression beställs separat. Pelotterna levereras i förpackningar om 1 st. höger + 1 st. vänster.

- 1 par Medium, 10 cm: Art.no 50257-00-50

- 1 par Large, 13 cm: Art.no 50257-00-60


**Material:** Bomull 88%, Elastan 12%. Pelotter i Polyetylenskum. Latexfri.

**Tvåtråd:** Maskintvätt 40°. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.



Art.no 50257-00-50 Medium,  
Art.no 50257-00-60 Large

Storlek	Mått: A	Mått: B	Art.no
02	14 cm	76-80 cm	50253-01-02
03	14 cm	81-85 cm	50253-01-03
04	14 cm	86-90 cm	50253-01-04
05	14 cm	91-95 cm	50253-01-05
06	14 cm	96-100 cm	50253-01-06
07	14 cm	101-105 cm	50253-01-07
08	14 cm	106-110 cm	50253-01-08



MD Class I CE