

Freja - Bråckbyxa dam

ART.NO 50254

Stödjande kompressions- och bråckbyxa i dammodell med öppning i grenen. Byxan är tillverkad i ett stadigt bomullsmaterial. Byxan är sydd i olika kompressionszoner för att ge optimalt stöd där det som bäst behövs. Används vid lätta eller medelstora ljumskbråck samt efter operation för snabbare mobilisering, smärtlindring och för att förhindra eventuella återfall. Byxan är utformad med fickor på båda sidor för isättning av pelletter. "Platta" pelletter medföljer, om ökat tryck önskas kan en konvex pellett stoppas i fickan, konvexa pelletter beställs separat.

Används även för stomiopererade för att täcka och hålla stomipåsen på plats. Freja används då utan pelletter.

Indikationer: Vid konservativ behandling av lätta/medelstora ljumskbråck samt post-operativt för att stödja det opererade området samt ge smärtlindring. Kan även användas efter bukoperationer/fettsugning, då utan pelletterna.

Kontraindikation: inklämt ljumskbråck.

Färg: Nude.

Måttagning: Midjemått (B) i cm. Höjd (A) mäts från pubis och upp.


Tillbehör: Konvexa pelletter för kompression beställs separat:

- Pads, 1 par Medium, 10 cm: Art.no 50257-00-50
- Pads, 1 par Large, 13 cm: Art.no 50257-00-60
- PadPlus, Vänster Art.no 50258-10-50
- PadPlus, Höger Art.no 50258-20-50

Material: Bomull 86%, Elastan 14%. Pelletter i Polyetylenskum. Latexfri.

Tvåtråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Tål strykning på låg värme. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.

Storlek	Mått: A	Mått: B	Art.no
02	20	65-69	50254-08-02
03	20	70-74	50254-08-03
04	20	75-79	50254-08-04
05	20	80-84	50254-08-05
06	20	85-89	50254-08-06
07	20	90-94	50254-08-07
08	20	95-99	50254-08-08



50257-00-50 Pads, Medium
50257-00-60 Pads, Large



50258: PadPlus

