

# Tor - Bräckbyxa herr

ART.NO 50256

Tor är en stadig kompression- och bräckbyxa i herrmodell. Används vid konservativ behandling av lätta eller medelstora pungbräck. Byxan har olika kompressionszoner och är stickad med hög kompression över bäcken och mjukare runt midjan. Detta för att ge maximalt stöd där det som bäst behövs utan att orsaka obehagligt tryck mot buken. Designad för att ge optimal plats för pungen. Även lämplig att använda efter operation för en snabbare mobilisering, smärtlindring och för att förhindra eventuella återfall. Utmärkt att använda vid pungbräck då byxan både lyfter och ger stöd. Bärs istället för vanliga underbyxor.

Används även för stomiopererade för att täcka och hålla stomipåsen på plats.

**Indikationer:** Vid konservativ behandling av lätta/medelstora pungbräck samt post-operativt för att stödja det opererade området samt ge smärtlindring.

**Kontraindikation:** inklämt ljumskräck.



**Färg:** Ljusgrå.

**Måttagning:** Höftmått (B) i cm. Höjd (A) mäts från pubis och upp.

**Material:** Polyamid 63%, Bomull 22%, Naturgummilatex 15%.

**Tvättfråd:** Maskintvätt 40°C. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.

Storlek	Mått: A	Mått: B	Art.no
02	18	76-80	50256-05-02
03	18	81-85	50256-05-03
04	18	86-90	50256-05-04
05	18	91-95	50256-05-05
06	18	96-100	50256-05-06
07	18	101-105	50256-05-07
08	18	106-110	50256-05-08
09	18	111-115	50256-05-09
10	18	116-120	50256-05-10



Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.

