

Pectus - Korrigerande korsett

ART.NO 50400

Pectus är en korrigerande korsett som används vid behandling av så kallad kölbröst. Korsetten spänns runt bröstkorgen och ger kompression (anterior/posterior) mot bröstkorgen. Korsetten är justerbar och aluminiumskenorna är formbara. Öppnas och stängs med snabbspänne. Fodrad med mjuk polstring som kan tvättas. Universalstorlek.

Indikationer: Pectus carinatum (kölbröst).

Kontraindikationer: Svåra deformationer.

Material: Låg densitet polyetylene, aluminum, polyesterpolstring. Latexfri.

Tvättfråd: Polstringen kan tvättas för hand med mild tvål och vatten. Metall och plastdelar torkas av med tvål och vatten.

Måttagning: Omkrets av bröst i cm.

Size	Omkrets bröst (cm)	Art.no
Universal	66 - 89	50400-00-50

