

# Ronja - Ryggortos

ART.NO 50531, 50532, 50533, 50536

Stabil tygkorsett med elastiska dragband i sidorna. Enkel att ta på och justera till önskad kompression/stabilitet även för personer med svag handfunktion. Tyget har en liten elasticitet vilket ger utmärkt passform samt gör korsetten extra bekväm att bära. Korsetten har två öppna fjäderremсор i ryggen och två medföljande skenor. Kardborrlåsning mitt fram. Många tunna plastfjädrar insydda runt om i korsetten ger avlastning och stabilitet. Färg grå.

**Ronja Halvfabrikat:** Ronja Halvfabrikat, artikelnr 50536-26, har två öppna sömmar i bakstycket och går att sy in/ut samt kortas efter behov. Kantband, fjäderremсор samt skenor ingår.

**Indikationer:** Ronja Låg/Mellan: Lumbal/lumbosakral ryggsmärta. Ronja Hög: Lumbal/lumbothorakal ryggsmärta.

**Kontraindikationer:** Instabil fraktur i rygg. Ischiassmärta av oklar genes.

**Material:** 60% Bomull, 28% Polyamid, 7% Elastan, 5% Polyester. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C. Tag ur skenor. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Måttagning:** Höftmått i cm.

**Tillbehör:** Kantband, skenor och fjäderremсор går även att köpa till separat.



50531



50532



50533



		Ronja Låg - 50531			Ronja Mellan - 50532			Ronja Hög - 50533			
	Storlek	Höftmått cm	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Child	XX Small*	60-75				50532-26-20					
	X Small	70-85	50531-26-30			50532-26-30			50533-26-30		
	Small	80-95	50531-26-40			50532-26-40			50533-26-40		
	Medium	90-105	50531-26-50	18 cm	28 cm	50532-26-50	20 cm	33 cm	50533-26-50	23 cm	38 cm
	Large	105-115	50531-26-60			50532-26-60			50533-26-60		
	X Large	115-125	50531-26-70			50532-26-70			50533-26-70		
	2X Large	125-135	50531-26-80			50532-26-80			50533-26-80		

\*endast modell Ronja Mellan - 50532

Ronja Halvfabrikat - 50536				
Storlek	Höftmått cm	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
X Small-Small	70-95	50536-06-40		
Medium-Large	95-115	50536-06-50	22 cm	37 cm
X Large-2X Large	115-135	50536-06-60		



50536