

Alex - Ansiktsbandage

ART.NO 51108

Ansiktsbandage i behagligt material med kardborreband. Lätt att justera genom att kardborren fäster över hela bandets längd. Två mindre band i olika längder för extra fixering medföljer. Bandet kan fixeras på olika sätt. Universalstorlek. 7,5 cm brett.

Indikationer: Används som ett postoperativt fixeringsband efter ansiktskirurgi samt för kompression.

Kontraindikationer: Infektion.

Material: Polyamid 77%, Elastan 13%, Bomull 10%. Latexfri.

Tvättfråd: Maskintvätt 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Fäst kardborrebanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Modell	Art.no	Storlek
Alex 7,5 cm, vit. 1 st.	51108-09-50	Universal



MD Class I CE

OEKO
TEX®
STANDARD
100
1976-298
DTI