

# Patsy - Kompressionsbyxa

ART.NO 51201

Hellång kompressionsbyxa i stickat sömlöst material. Rekommenderas efter ingrepp på ben eller buk såsom fettsugning och/eller kirurgi. Byxan har hysk- och hakknäppning i båda sidor för enkel av- och påtagning och justering av passform. Öppen gren möjliggör toalettbesök utan att plagget tas av. Linning med silikonkant för att byxan bekvämt ska sitta på plats. Bred kil på insida lår för bästa komfort och funktion. Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i knä-, stuss- och ljumskparti samt förstärkt stickning över buk.

**Indikationer:** Rekommenderas efter plastikkirurgi. Kompression förbättrar cirkulationen och minskar risken för svullnad efter operation, vilket förbättrar läkningsprocessen och bidrar till smärtlindring. Motsvarande kompressionsklass 1.  
**Kontraindikationer:** Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar. Hög risk för trombos.

**Material:** 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Torktumlas ej.

**Måttagning:** För bästa passform och korrekt kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får inte kännas obekvämt eller strama.

**Midja:** Mät omkretsen där midjan är som smalast.


**Höft:** Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över pubis, där höft/stuss är som bredast.

**Lår:** Omkretsmått mitt på låret.

Storlek	Midjemått cm	Höftmått cm	Lårmått cm	Art.no Svart	Art.no Beige
XS	62-68	86-91	46-50	51201-00-30	51201-08-30
S	69-75	92-97	50-54	51201-00-40	51201-08-40
M	76-83	98-103	54-58	51201-00-50	51201-08-50
L	84-92	104-111	58-62	51201-00-60	51201-08-60
XL	93-101	112-119	62-66	51201-00-70	51201-08-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51201-00-80	51201-08-80



Hysk- och haköppning i båda sidorna samt silikon i linningen.



Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I

