

Dolly - Kompressionsbody

ART.NO 51207

Kompressionsbody med hög rygg i stickat sömlöst material. Bodyn har hysk- och hakknäppning mitt fram för enkel av- och påtagning och justering av passform. Bred kil på insida lår för bästa komfort och funktion. Bodyn har öppning i grenkilen som möjliggör toalettbesök utan att plagget tas av. Öppningen är designad för att ge god kompression i området. Brett skuren i ryggen och justerbara axelband för god kompression över rygg och längs sidorna.

Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i stuss-, skulder- och ljumskparti samt förstärkt stickning över buk.

Kompressionsgrad motsvarande kompressionsklass I, 15-21 mmHg. Följ måttabell och prova av plagget noggrant för bästa passform och rätt kompression.

Indikationer: Rekommenderas efter ingrepp på stuss, höfter, buk och rygg såsom fettsugning och/eller kirurgi. Kompression förbättrar cirkulationen och minskar risken för svullnad efter operation, vilket förbättrar läkningsprocessen och bidrar till smärtlindring.

Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40° C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60° C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Använd gärna tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumlas.


Måttagning: För bästa passform och korrekt kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får inte kännas obekvämt eller strama.

Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.


Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över pubis, där höft/stuss är som bredast.

Lår: Omkretsmått mitt på låret.


Storlek	Midjemått cm	Höftmått cm	Lårmått cm	Färg	Art.no
X Small	62-68	86-91	46-50	Svart	51207-00-30
Small	69-75	92-97	50-54	Svart	51207-00-40
Medium	76-83	98-103	54-58	Svart	51207-00-50
Large	84-92	104-111	58-62	Svart	51207-00-60
X Large	93-101	112-119	62-66	Svart	51207-00-70
2X Large	102-110	120-127	66-70	Svart	51207-00-80



Hysk- och haköppning mitt fram samt brett skuren i ryggen.



Axelbanden kan fästas mitt fram eller i sidorna.



Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I

