

William - Kompressionsväst

ART.NO 51211

Kompressionsväst i stickat sömlöst material. Rekommenderas efter bröstreduktion/gynekomasti eller fettsugning. Öppningsbar framtill med dragkedja och justerbara axelband. Formstickade zoner över bröstkorg och skuldra för optimal passform och lättare kompression över buken som gör att plagget passar olika kroppsformer. Stadig kompression motsvarande kompressionsklass 1 över bröst för optimal kompression. Elastiskt, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig efter kroppen. Hellång modell.

Indikationer: Kompressionsplagg efter plastikkirurgi.

Motsvarande kompressionsklass 1.

Kontraindikationer: Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar.


Hög risk för trombos. Avvikande mått enligt tabell.

Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Använd gärna tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumling.

Måttagning: För bästa passform och korrekt kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får inte kännas obekvämt eller strama.

Storlek	Byst cm	Midja cm	Art.no svart
XS	84-90	74-80	51211-00-30
S	90-96	80-87	51211-00-40
M	96-103	87-94	51211-00-50
L	103-110	94-102	51211-00-60
XL	110-117	102-110	51211-00-70
2XL	117-124	110-117	51211-00-80




Justerbara axelband. Blixflås med hysk och hak.



4-way stretch



Compression class I



Seamless



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com

