

Safehip® AirX - Höftskyddsbyxa

ART.NO 60310, 60311, 60314 *Fastsydd skydd*

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd. Materialet i skydden andas och byxan är mycket sval att bära. Patenterad hästskoform som är såväl energispridande som energiupptagande. Unisex- och herrmodell används som vanliga underbyxor eller överdragsbyxa. Byxan är rundstickad och mycket elastisk, lätt att ta på och av. Fungerar även bra med större inkontinensskydd. Open-modellen är öppen i grenen och rekommenderas vid kraftigare inkontinens, med tejpblöja/inkontinensbyxa och behöver ej tas av vid toalettbesök.

Indikationer: Safehip förebygger höftfraktur hos personer som lider av falltendens eller benskörhet (osteoporos), som tidigare råkat ut för höftfrakturer eller annan fraktur, har svimningstendens/yrsel eller gångbesvär. Safehip höftskyddsbyxor är väl dokumenterade och kliniskt testade i flera undersökningar. Höftskyddsbyxor rekommenderas av Socialstyrelsen att användas av personer med stor fallbenägenhet.

Material: Bomull 58%, Polyamid 36%, Elastan 6%. Latexfri.

Tvättråd: Safehip AirX kan tvättas minst 100 gånger i temperatur upp till 95° och kan torktumlas vid hög temperatur utan att skada skydden. Vid lägre tvätt/torktemperatur förlängs livslängden på skydd/byxa. Använd ej klorblekmedel. Använd gärna tvättpåse.

Måttagning: Höftmättet skall tas över stussen på bredaste stället, centimetermätt.

Storlek	Höftmått cm	Art.no Safehip AirX Unisex	Art.no Safehip AirX Herr	Art.no Safehip AirX Open
X Small	65-85	60310-09-30	60311-39-30	60314-09-30
Small	75-95	60310-09-40	60311-39-40	60314-09-40
Medium	90-110	60310-09-50	60311-39-50	60314-09-50
Large	100-120	60310-09-60	60311-39-60	60314-09-60
X Large	110-140	60310-09-70	60311-39-70	60314-09-70
2X Large	120-150	60310-09-80	60311-39-80	60314-09-80




60310: Safehip AirX Unisex



60311: Herr

60314: Open



Skydden sitter över lårbenshalsen för optimalt skydd.

