

# Safehip® Active - Höftskyddsbyxa

ART.NO 60330

Fastsydd skydd


Safehip Active är ett höftskydd speciellt designat för personer med en aktiv livsstil och som önskar ett effektivt skydd mot höftfraktur vid dagliga aktiviteter. Safehip Active kan också användas vid gångträning och rehabilitering postoperativt efter höftfraktur. Höftskyddet ger en behaglig kompression. Används utanpå eller under kläderna. Passar de flesta figurtyper; unisexmodell. Safehip Active är tillverkad i ett stickat material som är behagligt att bära då det andas, har låg vikt och är mjukt mot huden. KARBORRLÄSNING mitt fram. De höstskoformade skydden i foam-material är fastsydda.

**Indikationer:** Safehip används för att förebygga höftfraktur hos personer som lider av benskörhet (osteoporos), som tidigare råkat ut för höftfrakturer eller annan fraktur, har svimningstendens/yrsel, falltendens eller gångbesvär. Safehip höftskyddsbyxor är väl dokumenterade och testade i flera undersökningar. Danska studier<sup>1)</sup> visar att Safehip kan reducera antalet höftfrakturer med upp till 75%. Samtidigt känner sig användarna tryggare och mer rörliga i sin vardag.

**Material:** Polyester 78%, Elastan 22%. Latexfri.

**Tvättfråd:** Maskintvätt 40°, fäst karborrbanden vid tvätt, använd gärna tvättpåse. Ökad livslängd uppnås då produkten vänds ut och in vid tvätt.

Storlek	Höftmått cm	Art.no	Höjd fram	Höjd bak
Small	85-95	60330-00-40	17 cm	26 cm
Medium	95-105	60330-00-50		
Large	105-115	60330-00-60		
X Large	115-125	60330-00-70		
2X Large	125-140	60330-00-80		



Skydden sitter över lårbenshalsen för optimalt skydd.



Observera att produkten endast rekommenderas till personer som själva kan följa instruktionerna.



1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998;8:119