



Knee-O-Band

art no 70512

PATELLA TENDON BRACE

Measurement

SE Omkrets runt knä mitt över patella.


DK Omkreds omkring knæ, over patella.

NO Omkrets rundt keet over patella.

FI Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.

EN Circumference around knee, over patella.

Size	Circumference cm
3X-Small	25,5-28
2X-Small	28-30,5
X-Small	30,5-33
Small	33-35,5
Medium	35,5-38
Large	38-40,5
X-Large	40,5-46
2X-Large	46-51



Fits both
Adult & Child



Knee-O-Band

art no 70512

PATELLA TENDON BRACE

Measurement

SE Omkrets runt knä mitt över patella.


DK Omkreds omkring knæ, over patella.

NO Omkrets rundt keet over patella.

FI Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.

EN Circumference around knee, over patella.

Size	Circumference cm
3X-Small	25,5-28
2X-Small	28-30,5
X-Small	30,5-33
Small	33-35,5
Medium	35,5-38
Large	38-40,5
X-Large	40,5-46
2X-Large	46-51



Fits both
Adult & Child

INSTRUCTIONS FOR USE

Knee-O-Band – PATELLA TENDON BRACE

art no 70512

Application

- SE** 1. Öppna ortosen och placera den polstrade delen direkt under patella (knäskålen).
2. Förslutningen av ortosen skall vara på knäts utsida.
3. Trä bandet genom D-ringen och förslut.
4. Anpassa till önskat stöd utan att förhindra cirkulationen.

- DK** 1. Åbn ortosen og læg den polstrede del direkte under patellaen (knæskallen).
2. Lukningen af ortosen bør være på ydersiden af knæet.
3. Træk remmen gennem D-ringen og luk.
4. Tilpas til ønsket støtte uden at forhindre cirkulation.

- NO** 1. Åpne ortosen og legg den polstrèt delen direkte under patellaen (kneken).
2. Løsningen av ortosen bør være på utsiden av kneet.
3. Tre stroppen gjennom D-ringen og lukk.
4. Tilpass til ønsket støtte uten å forhindre sirkulasjon.

Indication

SE Avlastning för knäskålssenan vid Schlatler, hopparknä samt patellofemorala smärttillstånd (PFSS).

DK Aflæsning til knæet på Schlatler, Jumper's knæ og patellofemoral smertsyndrom (PFSS).

NO Avlastning av kneet på Schlatler, Jumper's kne og ved patellofemoralt smertesyndrom (PFSS).

- FI** 1. Avaa ortoosi ja aseta pehmustettu osa suoraan polven alle.
2. Ortoosin sulkemisremmin pitäisi olla polven etupuolella.
3. Pujota hihna D-renkaan läpi ja sulje.
4. Kiristä sopivaksi ilman että tuki häiritsee verenkiertoa.

- EN** 1. Open strap and place padded part of strap under kneecap(patella).
2. Make sure buckle is on outside of knee.
3. Thread strap through buckle and fasten hook and loop closure.
4. Adjust to desired comfort level without inhibiting circulation.

FI Schlatterissa, Jumperin polvi ja patellofemoraaaliset kiputilat (PFPS).

EN Unloading for the kneecap at Schlatler, Jumper's knee and patellofemoral pain syndrome (PFPS).

Washing instructions

SE Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst kardborrbanden vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

DK Håndvask max 30°. Tørres plant. Fæstgør burre båndet inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

NO Håndvask maks 30°. Tørkes flatt. Fest borrelåsen når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

FI Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. Sulje farranauha ennen pesua. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

EN Hand wash max 30°. Dry flat. Secure all hook and loop closures before washing. Do not use bleach, chlorine bleach or fabric softener as this could impair the function of the material. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.



Material Composition

Latex-Free Neoprene, Nylon, Polyester, Elastic.

INSTRUCTIONS FOR USE

Knee-O-Band – PATELLA TENDON BRACE

art no 70512

Application

- SE** 1. Öppna ortosen och placera den polstrade delen direkt under patella (knäskålen).
2. Förslutningen av ortosen skall vara på knäts utsida.
3. Trä bandet genom D-ringen och förslut.
4. Anpassa till önskat stöd utan att förhindra cirkulationen.

- DK** 1. Åbn ortosen og læg den polstrede del direkte under patellaen (knæskallen).
2. Lukningen af ortosen bør være på ydersiden af knæet.
3. Træk remmen gennem D-ringen og luk.
4. Tilpas til ønsket støtte uden at forhindre cirkulation.

- NO** 1. Åpne ortosen og legg den polstrèt delen direkte under patellaen (kneken).
2. Løsningen av ortosen bør være på utsiden av kneet.
3. Tre stroppen gjennom D-ringen og lukk.
4. Tilpass til ønsket støtte uten å forhindre sirkulasjon.

Indication

SE Avlastning för knäskålssenan vid Schlatler, hopparknä samt patellofemorala smärttillstånd (PFSS).

DK Aflæsning til knæet på Schlatler, Jumper's knæ og patellofemoral smertsyndrom (PFSS).

NO Avlastning av kneet på Schlatler, Jumper's kne og ved patellofemoralt smertesyndrom (PFSS).

- FI** 1. Avaa ortoosi ja aseta pehmustettu osa suoraan polven alle.
2. Ortoosin sulkemisremmin pitäisi olla polven etupuolella.
3. Pujota hihna D-renkaan läpi ja sulje.
4. Kiristä sopivaksi ilman että tuki häiritsee verenkiertoa.

- EN** 1. Open strap and place padded part of strap under kneecap(patella).
2. Make sure buckle is on outside of knee.
3. Thread strap through buckle and fasten hook and loop closure.
4. Adjust to desired comfort level without inhibiting circulation.

FI Schlatterissa, Jumperin polvi ja patellofemoraaaliset kiputilat (PFPS).

EN Unloading for the kneecap at Schlatler, Jumper's knee and patellofemoral pain syndrome (PFPS).

Washing instructions

SE Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst kardborrbanden vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

DK Håndvask max 30°. Tørres plant. Fæstgør burre båndet inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

NO Håndvask maks 30°. Tørkes flatt. Fest borrelåsen når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

FI Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. Sulje farranauha ennen pesua. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

EN Hand wash max 30°. Dry flat. Secure all hook and loop closures before washing. Do not use bleach, chlorine bleach or fabric softener as this could impair the function of the material. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.



Material Composition

Latex-Free Neoprene, Nylon, Polyester, Elastic.