

# StabilEazy - Knäortos

ART.NO 70508

Ett stabiliserande knäskydd i dra-på modell. Designad för att avlasta patella. Pelotten ger ett lyft av patella samtidigt som de två mediala/laterala skenorna ger lätt stabilisering. Ortosen är tillverkad i ett mjukt och luftgenomsläppligt stickat material. Silikonkant gör att ortosen sitter på plats. Längden på ortosen är 30 cm.


**Indikationer:** Patellofemorala smärttillstånd (PFSS), vanligt förekommande smärttillstånd i knä.

**Storlek:** S-XL Universal höger/vänster.

**Material:** Polyamid 54%, Elastik 46%.

**Tvättfråd:** Handtvätt max 30°. Plantorkas. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Måttagning:** Omkrets runt knä mitt över patella.

Storlek	Omkrets cm	Art.no	
Small	33-36	70508-00-40	
Medium	36-38	70508-00-50	
Large	39-42	70508-00-60	
X-Large	42-46	70508-00-70	



Silikonkant för att ortosen ska sitta bra på plats utan att glida ner.

