

Knee-O-Band - Patella band

ART.NO 70512

Knee-O-Band är ett smidigt och effektivt skydd för avlastning av knäskålssenan. Enkel att ta på och att spänna åt med kardborre. Neoprenekudde i antiglid-material greppar mot huden och ger bekvämt tryck/avlastning för patellarsenan.

Indikationer: Avlastning för knäskålssenan vid Schlatter, hopparknä samt patellofemorala smärttillstånd (PFSS).

Storlek: 3XS-2XL Universal höger/vänster.
3XS-S är barnstorlekar.

Material: Latexfri Neopren, Nylon, Polyester, Elastik.

Tvättfråd: Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst kardborrbanden vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omkrets runt knä mitt över patella.



MD Class I CE



Fits both
Adult & Child

	Storlek	Omkrets cm	Art.no
Child	3XS	25,5-28	70512-00-10
	2XS	28-30,5	70512-00-20
	XS	30,5-33	70512-00-30
	S	33-35,5	70512-00-40
	M	35,5-38	70512-00-50
	L	38-40,5	70512-00-60
	XL	40,5-46	70512-00-70
	2XL	46-51	70512-00-80