

LillaLUX - Patella ortos

ART.NO 70513

LillaLux är en patellastabiliserande knäortos i omlottmodell för enkel på/avtagning. Immobiliserar patella. Dragriktning på patella justeras och kontrolleras med hjälp av två band. C-formad kudde/pelott i neoprene greppar mot huden och håller patella på plats. Förstärkt med anti-glid band på insidan som gör att ortosen sitter säkert på plats.

Indikationer: Subluxation/luxation av patella samt patellofemorala smärttillstånd (PFSS).

Storlek: XS-2XL Universal höger/vänster.
XS-S: Barnstorlekar.



Material: Polyester 40%, Spandex 30%, Polyamid 15%, Nylon 10%, Styrenbutadiengummi (SBR) 3%, LDPE-skum 1%, Termoplastisk polyurethan (TPU) 1%. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C. Använd tvättpåse. Plantorkas. Fäst kardborrbanden innan tvätt och ta ut den C-formade kudden. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.


Måttagning: Omkrets runt knä mitt över patella.

Storlek	Omkrets cm	Art.no
X-Small	25-28	70513-00-30
Small	28-36	70513-00-40
Medium	33-41	70513-00-50
Large	38-46	70513-00-60
X-Large	45-55	70513-00-70
2X-Large	53-61	70513-00-80

Child



Lykra fleece - 3 lager laminerat material.



MD Class I CE

