

Jura Knee Immobiliser - Immobiliseringsortos

ART.NO 70624

Jura Knee Immobiliser är en rigid knäortos som används vid immobilisering av knäleden. Jura Knee Immobiliser har kardborrförslutning för snabb och enkel anpassning. Ortosen består av tre delar som enkelt kan fästas samman med kardborre för att passa olika storlekar/omfång på benet. Den bakre delen med två aluminiumskenor, är formskuren för bättre komfort och passform. Ortosen har även två laterala skenor för ökat stöd. Skenorna är urtagbara och formbara. Fixeras med hjälp av kardborrband genom D-ringar mitt fram.

Storlek: Finns i fyra olika längder, universalstorlek, passar både höger och vänster knä.

Indikationer: För immobilisering av knäleden postoperativt/posttrauma tex vid fraktur.

Kontraindikation: Djup rentrombos. Applicera inte i direkt kontakt med öppet sår. All känd allergi och/eller överkänslighet mot något material som anges i produktsammansättningen.

Material: 30% Polyuretan, 20% Nylon, 20% Polyester, 20% Aluminium, 9% Polypropen, 1% Acetal. Latexfri.

Tvättfråd: Handtvätt, plantorkas. Använd ej blekmedel eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej. Fäst kardborrband vid tvätt.

Måttagning: Omkretsmått i cm tages proximalt om patella, sittande med knät svagt flekterat.

Modell	Längd cm	Omkrets knä cm	Art.no
JTI/16	40	28-47	70624-00-40
JTI/20	50		70624-00-50
JTI/24	60		70624-00-60
JTI/28	70		70624-00-70

