

# TK ROM - Post-op knäortos

ART.NO 70641

TK ROM Knäortos används efter skada eller operation på knä eller ben där kontrollerat rörelseintervall eller total immobilisering i knäleden behövs. Utvecklad för att möjliggöra snabb och enkel utprovning efter operation. TK ROM är en av de lättaste rigida ortoserna på marknaden.

Insidan av ortosen är försedd med mjuk polstring, som med god friktion greppar tag om benet och gör att ortosen sitter på plats. De formbara aluminiummanchetterna gör att ortosen enkelt anpassas individuellt. Skenorna kan bockas för att anpassas efter varje patient. Med teleskopmekanismen kan ortosens längd justeras, från 46 cm till 58 cm. Samtliga benmanchetter är flyttbara.

Extention från 0° till 90° , flexion från 0° till 120° båda i intervaller om 10°.

**Indikationer:** Postoperativ rekonstruktionskirurgi av knäligament, distala eller proximala frakturer på tibia, patellafrakturer, osteotomi, knäluxation.

**Kontraindikationer:** Ej avsedd för personer med vikt >110 kg.

**Storlek:** Universal storlek.

**Måttagning:** Omkrets lår i cm (ca 15 cm över patellan). Passar lår med omkrets upp till 80 cm.

**Material:** Skena: 40% Aluminium, 35% Polyamid, 15% Stål, 10% Polyester.

Polstring: 50% Polyuretan, 38% Nylon, 10% Elastan, 2% Syntetisk kolfiber. Latexfri.

**Tvättråd:** Textil polstring - tvätt 30°C, för bästa hållbarhet rekommenderas handtvätt, plantorkas. Skenorna och leden - tvättas av med trasa och varmt vatten/milt desinfektionsmedel.

Size	Art.no
Universal	70641-00-50



Manchetterna kan formas för att anpassa sig till benet.



MD Class I CE