

OActive - Knäortos

ART.NO 70652

OActive är en lätt och bekväm lågprofilsortos som används för smärtlindring samt för att underlätta och förbättra funktion vid knäledsartros. Ortosen har unika möjligheter att vinkla skenan med den medföljande nyckeln och kan ställas in för medial eller lateral avlastning. Rörelseomfånget kan ställas in i extension 0°, 5°, 10°, 15°, 20° & 25° samt flexion 45°, 60°, 75° & 90°.

Ortosen har endast en skena vilket gör att kontralateral kontakt undviks under gång. Perfekt både för de med bilaterala besvär som för de som har begränsat mellanrum mellan lår eller knä i sin gång.

OActive appliceras lateralt och öppnas/stängs enkelt med fyra snabbblås.

Formpressad polstring samt polstring på dragband med inslag av antiglid eliminerar risken för glidning.

Indikationer: Mild till svår ensidig knäosteoartrit. Medialt eller lateralt ledkammare.

Kontraindikationer: Ej avsedd för personer med vikt >136 kg.

Storlek: Universal

Material: Skena i aluminium, knäkudde i neopren. Latexfri.

Tvättråd: Omslaget ska avlägsnas och handtvättas vid behov med kallt vatten och mildt tvättmedel. Skölj noggrant och låt lufttorka (torktumla ej).

	Art. no.
Vänster	70652-10-50
Höger	70652-20-50
Storlek	Universal
Passar till lår med omkrets upp till 73 cm.	



MD Class I CE