

Stadig - Ankelortos

ART.NO 80120

Stadig ankelortos som kan användas vid akuta skador eller långvarig instabilitet i ankelleden. Ortosen kan också användas i förebyggande syfte. Anatomiskt utformade lattor för medial/lateral sida. Den mjuka polstringen formar sig efter ankelns kontur och ger bra komfort och stöd. Lattorna kan vändas så att ortosen passar höger respektive vänster fot. Stabila kardborrband fixerar ortosen i rätt läge. För optimal funktion skall ortosen användas tillsammans med snörsko, typ promenadsko/gymnastisko.

Storlek: Stadig finns i en storlek som passar höger eller vänster fot.

Indikationer: Användes vid akuta skador eller långvariga instabiliteter i ankelleden alternativt i förebyggande syfte vid t ex idrott.

Material: Polyamid 78%, Polyuretan 19%, Elastan 3%.
Plastlattor i 100% Polypropylen.
Polstring i 100% Polyuretanskum. Latexfri.

Tvättråd: Handtvätt, fäst kardborrbanden vid tvätt. Plastskenorna torkas av med mjuk fuktig trasa, använd mildt diskmedel.

Storlek	Färg	Art.no
Universal	Svart	80120-00-50



MD Class I CE