

# Stadig - Ankelortos

ART.NO 80120

Stadig är en sidostabiliserande fotledsortos. Används vid akuta skador eller långvarig instabilitet i ankelleden. Ortosen kan också användas i förebyggande syfte. Den mjuka polstringen formar sig efter ankelns kontur och ger bra komfort och stöd. Lattorna är universala och passar både höger och vänster fot. Stabila kardborrband fixerar ortosen i rätt läge. För optimal funktion skall ortosen användas tillsammans med snörsko, typ promenadsko/gymnastisko.

**Storlek:** Universal storlek.

**Indikationer:** Allvarliga och moderata akuta ankelstukningar (konservativ och postoperativ behandling), stabil malleolfraktur, rehabilitering efter frakturer.

**Kontraindikationer:** Inga kända.

**Material:** Nylon, Polyester, PU-skum, Glasfiber. Latexfri.

**Tvättråd:** Ta bort skumpolstringen och hremmarna från skenan. Förslut kardborren på remmarna. Handtvätta remmarna och polstring in i ljummet vatten (max 35°C) med en mild tvål. Skölj med vatten och låt den torka i rumstemperatur. Rengör plastskalen med en fuktig trasa. Se till att materialen är ordentligt torra innan återanvändning.

Storlek	Färg	Art.no
Universal	Svart	80120-00-50



MD Class I CE