

# Marathon - Air walker

ART.NO 80200, 80201

Marathon är designad för att öka stabilitet och minska ödem. Ortosen har en inbyggd pump för att uppnå önskad kompression. Stötupptagande sula invändig och halkfri yttre sula med låg profil främjar naturlig gång, justerbart tåskydd.

**Indikationer:** Indicerat för stabila fot- och ankelfrakturer, allvarliga stukningar, mjukdelsskador, efter operation eller efter avgipsning. **Kontraindikationer:** Inga kända.

**Material:** 40% Glasfiberförstärkt polyamid, 25% Polyester, 15% Polypropen, 10% Termoplastisk gummi (TPR), 5% TPU, 5% EVA. Latexfri.

**Tvättråd:** Liner bör handtvättas endast med varmt vatten och tvättmedel för ömtåliga tyger, skölj noga, plantorkas. Använd inte blekmedel, torktumla ej. Torka av plasticskalet med en fuktig trasa, du kan använda desinfektionsmedel eller mild tvål, torka torrt. Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats.

#### Tillbehör:

- Hygiskydd 10-pack (Universal): 80219-00-00
- Strumpa 2-pack (Universal): 80215-30-00

Storlek	Skostorlek	Art.no Hög	Art.no Ankel*
XS	<35	80200-00-30	80201-00-30
S	36-38	80200-00-40	80201-00-40
M	39-42	80200-00-50	80201-00-50
L	43-45	80200-00-60	80201-00-60
XL	>46	80200-00-70	80201-00-70

\*Beställningsvara.



80200-Hög

Integrerade pump mitt fram för att reglerar kompressionen.



80201-Ankel\*



MD Class I CE