

WalkerFix - Ankelortos

ART.NO 80210

WalkerFix har fixerad fotled med skänklar i aluminium. Modellen har låg vikt och är användarvänlig. Rullsulan ger en jämn mjuk gång. Den låga profilen medger att vanlig sko används på andra foten. Cirkulära kardborrband. Mjuk polstring.

Indikationer: Immobilisering av fot och fotled.

Vid behandling av mjukdelsskada, stukning, stabil fraktur och akillessenruptur. Även vid postoperativ stabilisering av fotleden.

Kontraindikationer: Ej avsedd för diabetespatienter. Ej avsedd för instabil fraktur.

Risker: Inga kända.

Material: 10% EVA, 11% Nylon, 40% PU-Skum, 25% Polypropen, 10% Aluminium, 2% Cellulosafiber, 2% Rostfritt stål. Latexfri.

Tvåtråd: Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstring handtvättas max 30°C och plantorkas. Torktumla ej.

Tillbehör:

- Hälkil vänster (Universal): 80215-10-00
- Hälkil höger (Universal): 80215-20-00
- Strumpa 2-pack (Universal): 80215-30-00
- Hygienskydd 10-pack (Universal): 80219-00-00

Storlek	Motsv. skostorlek	Art.no
Small	36-39	80210-00-40
Medium	40-43	80210-00-50
Large	44-47	80210-00-60



MD Class I CE