

# WalkerROM - Ankelortos

ART.NO 80211

WalkerROM är en användarvänlig ankelortos med låg vikt. Den har stabila formbara sidoskänklar och breda cirkulära kardborrband. Rullsulan ger en jämn och mjuk gång. Den låga profilen medger att vanlig sko används på andra foten. Leden på WalkerROM kan justeras från neutral till 45° flexion och 45° extension, i intervall om 7,5°. Leden kan låsas i fixerat läge, ställas in i för rörelse i ett begränsat intervall eller ställas in för helt fri rörelse.

**Medföljer:** 2 extra stoppstift, 1 insexnyckel.

**Indikationer:** Används vid behandling där fixation eller begränsad rörlighet av fotleden är nödvändig t ex efter akillesenerupturer, stabila frakturer i underben och/eller ankel, akuta stukningar eller mjukdelsskador.

**Material:** 32% Polyamid, 39% PU-foam, 29% Polyester. Latexfri.

**Tvättråd:** Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstring handtvättas max 30° och plantorkas. Torktumla ej.

**Tillbehör:**

- Strumpa 2-pack (Universal): 80215-30-00
- Hygienesydd 10-pack (Universal): 80219-00-00

Storlek	Motsv. skostorlek	Art.no
X-Small	34-35	80211-00-30
Small	35-38	80211-00-40
Medium	39-43	80211-00-50
Large	44-45	80211-00-60
X-Large	45-48	80211-00-70

