

WalkerROM - Ankelortos

ART.NO 80211

WalkerROM är en användarvänlig ankelortos med låg vikt. Den har stabila formbara sidoskänklar och breda cirkulära kardborrband. Rullsulan ger en jämn och mjuk gång. Den låga profilen medger att vanlig sko används på andra foten. Leden på WalkerROM kan justeras från neutral till 45° flexion och 45° extension, i intervall om 7,5°. Leden kan låsas i fixerat läge, ställas in i för rörelse i ett begränsat intervall eller ställas in för helt fri rörelse.

Medföljer: 2 extra stoppstift, 1 insexnyckel.

Indikationer: Immobilisering av fot och fotled.

Vid behandling av mjukdelsskada, stukning, stabil fraktur och akillessenruptur. Även vid postoperativ stabilisering av fotleden.

Kontraindikationer: Ej avsedd för diabetespatienter.

Ej avsedd för instabil fraktur.

Risker: Inga kända.

Material: 32% Polyamid, 39% PU-foam, 29% Polyester. Latexfri.

Tvåtråd: Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstring handtvättas max 30°C och plantorkas. Torktumla ej.

Tillbehör:

- Strumpa 2-pack (Universal): 80215-30-00
- Hygienskydd 10-pack (Universal): 80219-00-00

Storlek	Motsv. skostorlek	Art.no
X-Small	34-35	80211-00-30
Small	35-38	80211-00-40
Medium	39-43	80211-00-50
Large	44-45	80211-00-60
X-Large	45-48	80211-00-70



MD Class I CE