

Stratus - Airwalker

ART.NO 80225

Stratus är en individuellt anpassningsbar airwalker som erbjuder maximalt stöd och komfort. Pumpsystemet är helt integrerat vilket gör att kompression och passform kan anpassas utan separat pump. Walkern har en pump på var sida som regleras oberoende av varandra. Ortosen är enkel att justera med fyra kardborreband. Den vadderade polstringen är uttagbar. Både skal och polstring är ventilerande och anatomiskt formade. Halkfri rullsula med låg profil medger god stabilitet och underlättar en normal gång. Låg vikt.

Som tillbehör finns hälkil om ökad plantarflexion önskas. Fristående kilar byggs samman till önskad höjd.

Indikationer: Stabil fot- eller fotledsfraktur. Kraftig distorsion. Stabilisering efter operation.

Kontraindikationer: Parestesi. Allvarliga åderbräck. Hudproblem eller skador i det aktuella området. Nedsatt lymfdränage.

Material: 45% Polypropylene (PP), 15% Termoplastisk Rubber (TPR), 5% Termoplastisk Polyurethane (TPU), 5% EVA, 10% Polyester, 5% Nylon, 15% Polyurethane (PU). Latex-free.

Tvåtråd: Förslut alla remmar före tvätt. Handtvätt i kallt vatten med mild tvål. Ej kemtvätt, blekning eller torktumling. Lufttorka ej nära värmekällor.

Måttagning: Motsvarande skostorlek.

Tillbehör:

- Hälkil Universal: 80225-00-00
- Hälkil vänster (Universal): 80215-10-00
- Hälkil höger (Universal): 80215-20-00
- Strumpa 2-pack (Universal): 80215-30-00
- Hygienskydd 10-pack (Universal): 80219-00-00
- Extra polstring: 80225-40-XX*
- Tåskydd: 80225-70-XX*
- Regnskydd: 80220-00-00

*Finns i strl S-XL

Storlek	Skostorlek	Art.no
S	36-39	80225-00-40
M	40-44	80225-00-50
L	44-46,5	80225-00-60
XL	>46,5	80225-00-70



Walker med integrerad pump-system och fyra kardborreband.



Integrerade pumpar på båda sidor reglerar kompressionen oberoende av varandra.



Låg rullsula för naturlig gång.

