

HumerusComfort & HumerusComfort Extend

Bekväm och trygg
med breda band

Omsluter axelled
och sitter på plats

Formgjutna
integrerade plattor

Stabiliserar diafysära
humerusfrakturer


NordiCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Stabiliserande humerusfrakturortos

- För icke operativ behandling av diafysära humerusfrakturer.
- Frakturen stabiliseras genom jämn kompression av mjukdelarna med hjälp av formgjutna integrerade plattor.
- Ortosen tillåter rörelse i axelled och armbågsled, vilket minskar risken för ledstelhet.
- Ger avlastning och smärtlindring.
- Röntgengenomsläpplig.




HumerusComfort rekommenderas vid mer proximalt placerade diafysära humerusfrakturer och för personer med kortare överarmar.



HumerusComfort Extend rekommenderas vid mer distalt placerade diafysära humerusfrakturer och för personer med längre överarmar.




Ortosen sitter bekvämt och säkert på plats och passar både höger och vänster arm.



HumerusComfort & HumerusComfort Extend

Storlek	1. Omkrets	2. Längd	Art.no.
S	20-27 cm	29-34 cm	20220-00-40
S Extend		32-36 cm	20224-00-40
M	25-32 cm	32-36 cm	20220-00-50
M Extend		34-38 cm	20224-00-50
L	30-40 cm	34-38 cm	20220-00-60
L Extend		36-40 cm	20224-00-60
XL	38-48 cm	36-40 cm	20220-00-70
XL Extend		38-42 cm	20224-00-70



Beställs separat: Axilla Kit HC, inre platta med polstring.

Storlek	längd	Art.no. Axilla Kit HC:
S	12 cm	20219-00-40
M	14 cm	20219-00-50
L	16 cm	20219-00-60
XL	18 cm	20219-00-70



Axilla Kit HC beställs separat vid behov av en längre eller individanpassad inre platta. Den extra polstringen kan ersätta en originalpolstring som blivit ofräsch eller behöver tvättas.

CE Latexfri MD Class I

