

D-Ring Wrist Brace

Stabil och skön handledsortos som är enkel att ta på. Försluts med kardborreband som ger stabilitet runt handleden och jämn kompression. Ortosen har en förböckad och urtagbar volar aluminiumska som går att forma. De två dorsala plastskenorna ger extra stabilitet. Används som stöd vid inflammation och efter avgipsning. Finns i en kort modell art.nr 40310 och en lång modell art.nr 40312.

✓ Stabil handortos i basmodell

✓ Finns i kort och lång modell



D-Ring Thumb Wrist Brace

Stabil kombinerad tum- och handledsortos som är enkel att ta på. Försluts med tre kardborreband som ger stabilitet runt handleden och jämn kompression. Två urtagbara radiala tumskenor medföljer. Ortosen har en förböckad, formbar och urtagbar volar aluminiumska samt två dorsala plastskenor för extra stabilitet och optimal hand- och fingerfunktion. Tumgreppet är justerbart. Används vid inflammation, artros och efter avgipsning. Art.nr 40311.

✓ Stabilt stöd för tumme och hand



NordiCare ⁺

Wrist Embrace

Stabil handledsortos som är enkel att ta på. Ortosen stängs med hjälp av tre kardborreband som omsluter handleden och ger stöd. Förböckad, formbar och urtagbar volar aluminiumska samt två dorsala plastskenor ger extra stabilitet. Används som stöd vid inflammation och efter avgipsning. Art.nr 40320.

✓ **Stabil och smidig**



Formbar volar aluminiumska



Wrist-Thumb Embrace

Stabil kombinerad tum- och handledsortos med skenor. Stängs med hjälp av tre kardborreband som omsluter handleden och ger ett extra stabilt stöd. Två urtagbara radials tumskenor medföljer. Ortosen har en förböckad, formbar och urtagbar volar aluminiumska samt två dorsala plastskenor för extra stabilitet och optimal hand- och fingerfunktion. Tumgreppet är justerbart med hjälp av två band som stabiliserar metakarpofalangealeden och den proximala falangen. Används vid artros, inflammation och avgipsning. Art.nr 40321.

✓ **Två band positionerar tummen**

✓ **Stabil och smidig**



Formbar volar aluminiumska



Kort eller lång tumskena ger anpassat tumstöd.

NordiCare 