



Knee-O-Band

art no 70512

PATELLA TENDON BRACE

Measurement

SE Omkrets runt knä mitt över patella.


DK Omkreds omkring knæ, over patella.

NO Omkrets rundt keet over patella.

FI Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.

EN Circumference around knee, over patella.

Size	Circumference cm
3XS	25,5-28
2XS	28-30,5
XS	30,5-33
S	33-35,5
M	35,5-38
L	38-40,5
XL	40,5-46
2XL	46-51



Fits both
Adult & Child



Knee-O-Band

art no 70512

PATELLA TENDON BRACE

Measurement

SE Omkrets runt knä mitt över patella.


DK Omkreds omkring knæ, over patella.

NO Omkrets rundt keet over patella.

FI Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.

EN Circumference around knee, over patella.

Size	Circumference cm
3XS	25,5-28
2XS	28-30,5
XS	30,5-33
S	33-35,5
M	35,5-38
L	38-40,5
XL	40,5-46
2XL	46-51



Fits both
Adult & Child

INSTRUCTIONS FOR USE

Knee-O-Band – PATELLA TENDON BRACE

art no 70512

Application

- SE** 1. Öppna ortosen och placera den polstrade delen direkt under patella (knäskålen).
2. Förslutningen av ortosen skall vara på knäts utsida.
3. Trä bandet genom D-ringen och förslut.
4. Anpassa till önskat stöd utan att förhindra cirkulationen.

- DK** 1. Åbn ortosen og læg den polstrede del direkte under patellaen (knæskallen).
2. Lukningen af ortosen bør være på ydersiden af knæet.
3. Træk remmen gennem D-ringen og luk.
4. Tilpas til ønsket støtte uden at forhindre cirkulation.

- NO** 1. Åpne ortosen og legg den polstrede delen direkte under patellaen (kneken).
2. Låsningen av ortosen bør være på utsiden av kneet.
3. Tre stroppen gjennom D-ringen og lukk.
4. Tilpass til ønsket støtte uten å forhindre sirkulasjon.

- FI** 1. Avaa ortoosi ja aseta pehmustettu osa suoraan polven alle.
2. Ortoosin sulkemisremmin pitäisi olla polven etupuolella.
3. Pujota hihna D-renkaan läpi ja sulje.
4. Kiristä sopivaksi ilman että tuki häiittää verenkiertoa.

- EN** 1. Open strap and place padded part of strap under kneecap(patella).
2. Make sure buckle is on outside of knee.
3. Thread strap through buckle and fasten hook and loop closure.
4. Adjust to desired comfort level without inhibiting circulation.

Information

SE Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Allvarlige tilbud skal rapporteres til NordiCare samt behörig myndighet.

NO Alvorlige hendelser ska rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

FI Vakavista tapauksista on ilmoitettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EN Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

Material Composition

Latex-Free Neoprene, Nylon, Polyester, Elastic.

Indication

SE Avlastning för knäskålensan vid Schlatter, hopparknä samt patellofemorala smärttillstånd (PFSS).

DK Aflæsning til knæet på Schlatter, Jumper's knæ og patellofemoralt smertsyndrom (PFSS).

NO Avlastning av kneet på Schlatter, Jumper's kne og ved patellofemoralt smertesyndrom (PFSS).

FI Schlatterissa, Jumperin polvi ja patellofemoraaaliset kiputilat (PFPS).

EN Unloading for the kneecap at Schlatter, Jumper's knee and patellofemoral pain syndrome (PFPS).

Washing instructions

SE Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst karborrbanden vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

DK Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør burre båndet inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funktion. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke strykes eller tørretumbles.

NO Håndvask maks 30°. Tørkes flatt. Fest borrelåsen når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

FI Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. Sulje farranauha ennen pesua. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

EN Hand wash max 30°. Dry flat. Secure all hook and loop closures before washing. Do not use bleach, chlorine bleach or fabric softener as this could impair the function of the material. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.



INSTRUCTIONS FOR USE

Knee-O-Band – PATELLA TENDON BRACE

art no 70512

Application

- SE** 1. Öppna ortosen och placera den polstrade delen direkt under patella (knäskålen).
2. Förslutningen av ortosen skall vara på knäts utsida.
3. Trä bandet genom D-ringen och förslut.
4. Anpassa till önskat stöd utan att förhindra cirkulationen.

- DK** 1. Åbn ortosen og læg den polstrede del direkte under patellaen (knæskallen).
2. Lukningen af ortosen bør være på ydersiden af knæet.
3. Træk remmen gennem D-ringen og luk.
4. Tilpas til ønsket støtte uden at forhindre cirkulation.

- NO** 1. Åpne ortosen og legg den polstrede delen direkte under patellaen (kneken).
2. Låsningen av ortosen bør være på utsiden av kneet.
3. Tre stroppen gjennom D-ringen og lukk.
4. Tilpass til ønsket støtte uten å forhindre sirkulasjon.

- FI** 1. Avaa ortoosi ja aseta pehmustettu osa suoraan polven alle.
2. Ortoosin sulkemisremmin pitäisi olla polven etupuolella.
3. Pujota hihna D-renkaan läpi ja sulje.

4. Kiristä sopivaksi ilman että tuki häiittää verenkiertoa.

- EN** 1. Open strap and place padded part of strap under kneecap(patella).
2. Make sure buckle is on outside of knee.
3. Thread strap through buckle and fasten hook and loop closure.
4. Adjust to desired comfort level without inhibiting circulation.

Information

SE Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Allvarlige tilbud skal rapporteres til NordiCare samt behörig myndighet.

NO Alvorlige hendelser ska rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

FI Vakavista tapauksista on ilmoitettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EN Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

Material Composition

Latex-Free Neoprene, Nylon, Polyester, Elastic.

Indication

SE Avlastning för knäskålensan vid Schlatter, hopparknä samt patellofemorala smärttillstånd (PFSS).

DK Aflæsning til knæet på Schlatter, Jumper's knæ og patellofemoralt smertsyndrom (PFSS).

NO Avlastning av kneet på Schlatter, Jumper's kne og ved patellofemoralt smertesyndrom (PFSS).

FI Schlatterissa, Jumperin polvi ja patellofemoraaaliset kiputilat (PFPS).

EN Unloading for the kneecap at Schlatter, Jumper's knee and patellofemoral pain syndrome (PFPS).

Washing instructions

SE Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst karborrbanden vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

DK Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør burre båndet inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funktion. Ikke rens/tekstilrens. Skal ikke strykes eller tørretumbles.

NO Håndvask maks 30°. Tørkes flatt. Fest borrelåsen når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

FI Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. Sulje farranauha ennen pesua. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

EN Hand wash max 30°. Dry flat. Secure all hook and loop closures before washing. Do not use bleach, chlorine bleach or fabric softener as this could impair the function of the material. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.

