



Tre uppdaterade gördlar med format magparti

Ger bekvämt stöd för personer med kraftigare buk

Omsluter och formar sig efter magen

Smidig justering med kardborre

Handtag i sidan

Latexfri


NordiCare[®]

Familjen Lyft

Stödjande gördlar med format magparti

Lyft – Helt elastisk

Gördel med elastisk front och rygg. Används vid mindre bråck, stomi eller efter bukoperationer för att förhindra ärrbråck. Två skenor stärker upp i ryggen.

Höjd fram 24 cm, mitt bak 23 cm.

Finns i svart S-2XL. Art.nr 50206.



LyftPlus Stomi – Oelastisk klippbar front

Stadig gördel med elastisk rygg. Den oelastiska fronten är klippbar. Används vid bråck, stomi, efter operation eller som fixering av stomibandage.

Höjd fram 28 cm, bak 15 cm.

Finns i svart M-4XL. Art.nr 50207.



LyftPlus Comfort – Högre gördel med oelastisk front

Stadig gördel med elastisk rygg och oelastisk luftig front. Används vid bråck, stomi, efter operation eller som fixering av stomibandage. Två skenor i ryggen.

Höjd fram 30-32 cm, bak 20 cm.

Finns i svart M-4XL. Art.nr 50157.

För individuell tillpassning finns LyftPlus Comfort som semifabrikat, **LyftPlus Special** art.nr 50208.



Latexfri



MD Class I

