

# Peggy – Kompressionsbyxa

NYHET



Linning med silikonkant

Hysk- och hakknäppning  
fram i 3 steg

Formstickad  
över stussen

Omlott-öppning  
i grenkilen

  
**NordiCare**<sup>®</sup>

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige  
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

# Peggy – Kompressionsbyxa


NYHET

## Effektiv kompression som ger snabb och behaglig läkning

- Rekommenderas efter ingrepp på stuss, höfter och lår.
- Kan användas som en "steg-2-produkt".
- Formstickade zoner över stuss för att passa vid stussförstoring (BBL) och stusslyft.
- Ger kompression och stöd för smärtlindring och minskad svullnad.
- Hysk- och haköppning mitt fram för enkel på- och avtagning samt justering.
- Stickat sömlöst material i 4-vägs stretch som formar sig efter kroppen.
- Den gömda omlott-öppningen i grenen ger även kompression i området.



Bekväm passform med anpassad kompression.





Silikon i linningen och justerbar passform gör att byxan bekvämt sitter på plats.



Formstickad för att följa kroppens kontur.

### Peggy, svart

Size	Midjemått	Höftmått	Lårmått	Art. no.
XS	62-68 cm	86-91 cm	46-50 cm	51206-00-30
S	69-75 cm	92-97 cm	50-54 cm	51206-00-40
M	76-83 cm	98-103 cm	54-58 cm	51206-00-50
L	84-92 cm	104-111 cm	58-62 cm	51206-00-60
XL	93-101 cm	112-119 cm	62-66 cm	51206-00-70
2XL	102-110 cm	120-127 cm	66-70 cm	51206-00-80



### För mer information

**Mikael Lumpus**

Direkt 042-450 88 57

E-mail [mikael@nordicare.se](mailto:mikael@nordicare.se)

CE

Latex free

MD Class I

