

# PlusPoint - Knäortos



Stabil, lätt och  
anpassningsbar ram

Ytskikt med hudvänligt  
antiglid-material

Vadderade och  
bekväma band

Plug-in stopps för  
begränsning av  
rörelseomfånget

Numrerade band  
underlättar applicering


  
**NordiCare**<sup>®</sup>

## Ger stöd och begränsning av ROM vid instabilitet i knä

- Lämplig för personer med måttlig till svår instabilitet i knä.
- Förhindrar hyperextension och begränsar ROM vid korsbands- och ledbandsskador.
- Anatomisk och stabil design med behagliga och flexibla material.
- Numrerade band underlättar och säkerställer att ortosen inte roterar vid applicering.
- Går att använda vid bad/rehab i sötvatten.



Platt polycentrisk led med plug-in-stopp för begränsning av flexion och extension.



Den stabila och lätta ramen kan anpassas individuellt. Två alternativa tjocklekar på polstring medföljer.



Banden är numrerade, justerbara och väldigt behagliga mot huden.