

Stratus – Air Walker

NYHET!



Integrerat pumpsystem
för optimal kompression
och passform

Ger maximalt stöd
och komfort

Ventilerande skal
och polstring

Rullsula med låg profil
för normal gång


NordiCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Stratus – Air Walker

NYHET!

En lätt och stabiliserande fotortos

- ✓ Stratus låga vikt, nätta design och låga profil ger maximal komfort under hela behandlingstiden.
- ✓ Skalet och den uttagbara polstringen är ventilerande och anatomiskt formade.
- ✓ Den integrerade pumpen och flexibla kardborreband gör att ortosen sitter bra på alla fötter.
- ✓ Används vid behandling av mjukdelsskada, stukning, stabil fraktur, akillessenruptur och postoperativ stabilisering av fotleden.
- ✓ Jämn kompression omsluter och immobiliserar bekvämt hela foten. Risk för svullnad minskar.



Integrerat pumpsystem inne i polstringen för anpassad passform.



Ett extra band för ankeln säkerställer rätt positionering och stöd.



Stabil rullsula med låg profil ger naturlig gång.



Hålkfri sula.

Tillbehör:



Häkil, vänster 80215-10-00, höger 80215-20-00.



Strumpa 2-pack, 80215-30-00.

CE

MD Class I

Stratus Air Walker

Art.no	Stl.	Skostrl.
80225-00-40	S	36-39
80225-00-50	M	40-44
80225-00-60	L	44-46,5
80225-00-70	XL	>46,5