

TK-ROM – knäortos

NYHET



NordiCare[®] +

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

TK-ROM knäortos

NYHET

Stabiliserar och immobiliserar

TK-ROM knäortos används efter skada eller operation på knä eller ben, där ett kontrollerat rörelseomfång eller fullständig immobilisering av knäleden krävs. Den är utvecklad för att möjliggöra snabb och enkel utprovning. TK-ROM är en av de lättaste rigida ortoserna på marknaden.

- Skenorna och manchetterna formas för perfekt passform.
- Material i lätt aluminium och mjuk polstring med bra grepp.
- Enkel att prova ut, sätta på och ta av.
- Smidig och säker justering av rörelseintervall.



Säker och enkel justering av rörelseintervall från 0° till 110°. Fjäderbelastad låsfunktion säkrar inställningen. Låsbar från 0° till 90° (extension) och 120° (flexion).



Lättviktsaluminium som gör anpassningen enkel oavsett benets form. Med teleskopmekanism kan skenans längd enkelt justeras 46-58 cm.



Polstring med silikonbeläggning håller ortosen på plats. Formbara manchetter i aluminium ger perfekt passform.

TK-ROM

Storlek	Art.no.
Universal storlek	70641-00-50

