

Knee-O-Trakker with hinge - knäortos

NYHET



Justerbart stöd och tryck

Stabiliserande leder
som bockas för
maximal passform

Kudde som
kontrollerar patella


NordiCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

NYHET

Patellastabiliserande ortos med maximal kontroll

Knee-O-Trakker är en bekväm patellastabiliserande ortos med möjlighet att påverka dragriktning på patella. Den C-formade kudden i neopren greppar mot huden och ger maximal kontroll av patella. Med stabiliserande leder i lättmetall, som är enkla att bocka, fås optimal passform.



C-kudden placeras antingen medialt eller lateralt.



Trycket/stödet på patella justeras och kontrolleras med två band.



Behaglig och latexfri neopren.

Knee-O-Trakker with hinge, Höjd 33 cm			
	Storlek	Omkrets cm	Art.no
Child	X-Small	30,5-33	70611-00-30
	Small	33-35,5	70611-00-40
	Medium	35,5-38	70611-00-50
	Large	38-40,5	70611-00-60
	X-Large	40,5-46	70611-00-70
King-size	2X-Large	46-51	70611-00-80
	3X-Large	51-56	70611-00-90
	4X-Large	56-61	70611-00-91

