

Gürtel

FÜR STOMA, POSTOP & BRUCH



NordiCare[®] +

Gürtel für unterschiedliche Bedürfnisse

NordiCare bietet eine breite Auswahl an Gürteln, die während des gesamten Pflegezyklus verwendet werden können – direkt nach der Operation und während der Nachsorge. Wir haben auch verschiedene Varianten von permanenten Gürteln, die als Hilfsmittel für Menschen mit Bruch oder Stoma dienen.

Die Produkte sind mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit sowohl aus der Perspektive der Anwender als auch der medizinischen Fachkräfte entwickelt. Unser Sortiment wurde sorgfältig ausgewählt, um die Anforderungen an Funktionalität, Qualität und Gesundheitsökonomie im Gesundheitswesen zu erfüllen.

Die Gürtel von NordiCare werden hier in drei Hauptanwendungsbereiche unterteilt: Stoma, Postop und Bruch. Viele Gürtel können jedoch für mehrere Bereiche verwendet werden und werden daher in mehreren Abschnitten präsentiert. In der Produktbeschreibung können zudem weitere passende Anwendungsbereiche angegeben werden.

Stoma – Zur Fixierung und Entlastung des Stomas.

Postop – Für frühzeitige Mobilisierung, Schmerzlinderung und geringeres Risiko für Komplikationen nach der Operation.

Bruch – Unterstützung und Entlastung bei verschiedenen Arten von Brüchen.

Den richtigen Gürtel finden

Die Eigenschaften und Designs unserer Gürtel sind auf verschiedene Anwendungsbereiche und Körpertypen abgestimmt. Wir möchten die Auswahl des richtigen Gürtels erleichtern und haben daher eine einfache Kennzeichnung für den Grad von Kompression und Unterstützung entwickelt. Klare Symbole zeigen die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten der Gürtel.

Kompression

Kompression reduziert das Risiko postoperativer Komplikationen, wirkt Schwellungen, Infektionen und Bruchbildungen entgegen. Leichte Kompression lindert Schmerzen und fixiert Verbände sowie Stomabandagen. Die Stärke der Kompression elastischer Gürtel kann durch die Anlegekraft reguliert werden. Die Dicke und Elastizität des Materials bestimmen die komprimierenden Eigenschaften.

Entlastung

Entlastung entsteht durch die Kombination von Kompression und Unterstützung. Ein Gürtel bietet Halt und stützt z. B. ein Stoma, einen Bruch oder eine geschwächte Bauchwand. Dies reduziert die Belastung des betroffenen Bereichs. Wir kombinieren häufig elastische mit festeren oder unelastischen Materialien, um anpassbaren Druck und effektive Unterstützung zu gewährleisten. Dickere elastische Materialien bieten mehr Entlastung als dünnere. Alle Produkte in dieser Broschüre sind latexfrei.



Für Kinder & Erwachsene



Verstellbare Größe & Kompression



Wendbar, rechts/links



Öffnung für Stoma




Ohne Nähte



4-Wege-Stretch



Zuschneidbares Material



1-3. Leichte bis starke Kompression.



1-3. Geringe bis hohe Entlastung.




STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifizierte Produkte enthalten keine gesundheitsschädlichen Chemikalien.



Stoma

Zur Fixierung und Unterstützung

Die Stomagürtel von NordiCare bieten Fixierung und Unterstützung und sind angenehm zu tragen. Die Modelle sind auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt und bieten die richtige Art der Entlastung, unabhängig vom Anwendungsbereich. Sie können einen weicheren Gürtel über dem Stomabeutel wählen, oder einen stabileren Gürtel darunter, mit einer Öffnung. Studien zeigen, dass ein Gürtel, der die Bauchwand stützt, das Risiko der Entstehung eines Bruchs nach einer Stomaoperation verringert.*



StomiFix

Weicher, nahtloser Fixationsgürtel, der den Stomabeutel verdeckt und optimal fixiert. Der Gürtel besteht aus zwei Lagen, wobei die innere Lage eine Öffnung für den Stomaverband hat und die äußere Lage den Stomabeutel wie eine Tasche bedeckt. Geeignet für ein Stoma auf der rechten oder linken Seite. StomiFix ist wie ein "Schlauch" geformt: einfach durchschlüpfen und hochziehen. OEKO-TEX®. Erhältlich in Weiß und Schwarz. Art.-Nr. 50217.

✓ **Extra weiches Material**



StomiMini

Weiches Fixierband mit praktischem Klettverschluss. Flexibles elastisches Material, das atmungsaktiv ist und sich angenehm auf der Haut anfühlt. Größen- und Druckanpassung mit Klettverschluss, der über das gesamte Band haftet. Diskret unter der Kleidung. Für Umfänge bis zu 120 cm. Erhältlich im 3er-Pack in Schwarz oder Weiß. Höhe: 7,5 cm. Art.-Nr. 50213.


✓ **Universalgröße**



Figur

Bequemer, gerader Gürtel. Geeignet als weicher Stomagürtel über dem Stomaverband. Reduziert das Risiko eines Bruchs und bietet Unterstützung bei kleineren Brüchen. Der breite Klettverschluss ermöglicht ein einfaches Anlegen und Anpassen auf die gewünschte Kompression. Das Material ist weich und luftig. Wendeoption. OEKO-TEX®. Höhe 16 cm Art.-Nr. 50221 (Weiß). Höhe 20 cm Art.-Nr. 50222 (Schwarz). Höhe 25 cm Art.-Nr. 50202 (Weiß). Höhe 32 cm Art.-Nr. 50203 (Weiß).

✓ **4 verschiedene Höhen**



StomiTube

Weicher, nahtloser Fixationsgürtel als "Schlauch" gestrickt, zum Durchschlüpfen. Gute Passform für unterschiedliche Körpertypen. Der Gürtel versteckt und fixiert den Stomabeutel. Geeignet für ein Stoma auf beiden Seiten. OEKO-TEX®. Im 3er-Pack in Schwarz oder Beige erhältlich. Höhe vorne 18 cm, hinten 11 cm. Art.-Nr. 50214.

✓ **Extra weiches Material**



StomiTube

* Early intervention, parastomal hernia and quality of life: a research study. Nursing and Health, Vol. 2, No. 2, 2014.

Stoma Zur Fixierung und Unterstützung



StomiSoft

Gerader, elastischer Stomagürtel für angenehme Unterstützung bei Stoma oder Stomabruch. Praktische Anpassung durch Griff und Klettverschluss. Flexibel in Umfang und Druck. Vorderer Bereich für Schnittlöcher geeignet. Wendeoption. OEKO-TEX®. Höhe 16 cm Art.-Nr. 50219. Höhe 20 cm Art.-Nr. 50218.

✓ 2 verschiedene Höhen



StomiSoft 20



StomiBas

Gerader, stabiler Stomagürtel, der Halt und Entlastung bietet. Auch geeignet zur Unterstützung bei parastomalen Brüchen. Das unelastische Frontmaterial erlaubt das Ausschneiden einer individuell angepassten Öffnung, die weder ausranzt noch sich ausdehnt. Geeignet für gerade Körpertypen. Wendeoption und mit Griff. Höhe 16 cm Art.-Nr. 50211. Höhe 20 cm Art.-Nr. 50212. Höhe 25 cm Art.-Nr. 50210.

✓ 3 verschiedene Höhen



Form

Gerader, stabiler Gürtel, geeignet als festerer elastischer Stomagürtel. Bietet Unterstützung über dem Stoma und dem Stomabeutel. Bei Verwendung als Stomagürtel kann gegebenenfalls eine größere Größe gewählt werden, um eine zu hohe Kompression auf den Beutel zu vermeiden. Wendeoption. Erhältlich in Schwarz und Hellgrau. Höhe 15 cm Art.-Nr. 50209, Höhe 20 cm Art.-Nr. 50220, Höhe 25 cm Art.-Nr. 50204.

✓ 3 verschiedene Höhen



ViraRak

Gerader Gürtel aus besonders stabilem Material, das starken Halt und Kompression bietet. Die Klettbinden der Haftfläche sind elastisch, wodurch sich der Gürtel gut an verschiedene Körpertypen anpasst. Die lange Haftfläche macht den Gürtel flexibel in der Größe und ermöglicht die Anpassung der Kompression. Wendeoption. OEKO-TEX®. Höhe 15 cm Art.-Nr. 50230, Höhe 20 cm Art.-Nr. 50231.


✓ 2 verschiedene Höhen



LyftPlus Stomi

Ein stabiler Bauchgürtel mit geformtem Bauchbereich, für den etwas größeren Bauch. Die unelastische Front bietet effektive Unterstützung und Anhebung. Verwendet bei Brüchen, Stoma oder nach Operationen. Anpassbare Passform mit Klettverschluss und Griff. OEKO-TEX®. Höhe vorne 28 cm, hinten 15 cm. Art.-Nr. 50207.

✓ Geformtes Bauchteil



Smidig

Formbarer Gürtel, der stabile Unterstützung bietet. Geeignet für Stoma, postoperative Anwendungen sowie kleinere Bruchprobleme. Einfach anzulegen, zu schließen und anzupassen. Die lange Klettfläche macht ihn flexibel in Umfang und Unterstützung. Luftiges, atmungsaktives Material. Wendeoption. Art.-Nr. 50247.

✓ Einfach anzulegen und anzupassen

✓ Flexibles und atmungsaktives Material



Postop

Für hohe Funktionalität und einfache Anwendung

Durch effektive Unterstützung und Kompression bieten unsere postoperativen Gürtel Schmerzlinderung, schnellere Mobilisierung und ein geringeres Risiko für Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen. Viele Gürtel können auch bei verschiedenen Arten von Bruchproblemen verwendet werden. Sie sind einfach anzupassen und anzulegen und in verschiedenen Höhen, Materialien und Kompressionsgraden erhältlich. Das Sortiment von NordiCare wurde mit Fokus auf Vielseitigkeit und Funktion für sowohl medizinisches Fachpersonal als auch Anwender entwickelt.



AbdoCare

Bietet effektive Entlastung und Kompression. Dank des Klettverschlusses, der über die gesamte Fläche haftet, ist es einfach, Größe, Kompressionsgrad und Form anzupassen. Eine Größe kann als Universalgröße verwendet werden. In V-Form genäht für eine bessere Passform. Kann über dem Brustkorb verwendet werden. Höhe 23 cm Art.-Nr. 50225, Höhe 30 cm Art.-Nr. 50226, Höhe 37 cm Art.-Nr. 50237.

- ✓ 3 verschiedene Höhen
- ✓ Universalgröße



AbdoBas

Gerader Gürtel, der effektive Entlastung und Kompression bietet. Einfaches Verstellen durch Griff und Klettverschluss. Unelastische, zuschneidbare Front aus Schaumstoffmaterial. Waschbar bei 95 Grad. Art.-Nr. 50236.

- ✓ Griff für einfache Anwendung
- ✓ Farblich markierte Größenangabe



Vira x2, Vira x3 und ViraKing

Gürtel aus extra stabilem Material. Einfach anzulegen und mit zwei oder drei Zugbändern auf die gewünschte Passform und Kompression anzupassen. Für Pflege nach Bauchoperationen, Bauchplastik, Fettabsaugung oder bei Bruchproblemen. Entlastet Wunden, lindert Schmerzen und ermöglicht eine frühzeitige Mobilisierung. Das stabile Material behält seine Form ohne Faltenbildung. Glatt und weich auf der Haut, ohne störende Nähte oder Kanten. Ohne Stäbe. Geeignet für kurvige und gerade Figurtypen. OEKO-TEX®. Erhältlich in Weiß und Schwarz. Vira x2 Art.-Nr. 50228, Vira x3 Art.-Nr. 50227, ViraKing Art.-Nr. 50229 nur in Schwarz erhältlich.

- ✓ Erhältlich mit zwei oder drei Zugbändern



Vira x2

Postop

Für hohe Funktionalität und einfache Anwendung



Figur

Bequemer, gerader Gürtel aus weichem Material mit breiter Haftfläche. Wird postoperativ verwendet, um Wunden zu entlasten und Verbände zu fixieren. Einfach anzulegen und mit einem breiten Klettverschluss anzupassen. Wendeoption. OEKO-TEX®. Höhe 16 cm (Weiß) Art.-Nr. 50221, Höhe 20 cm (Schwarz) Art.-Nr. 50222, Höhe 25 cm (Weiß) Art.-Nr. 50202, Höhe 32 cm (Weiß) Art.-Nr. 50203.

✓ 4 verschiedene Höhen



Form

Gerader Gürtel aus stärkerem elastischem Material, der Kompression und Unterstützung bietet. Mit Klettverschluss einfach zu schließen und anzupassen. Verwendbar zur Wundentlastung in der postoperativen Pflege, sowie bei Bruchproblemen oder als Brustband. Wendeoption. Erhältlich in Schwarz und Hellgrau. Höhe 15 cm Art.-Nr. 50209, Höhe 20 cm Art.-Nr. 50220, Höhe 25 cm Art.-Nr. 50204.

✓ 3 verschiedene Höhen



Mika

Weiches Fixierband für Verbandsmaterial, Stomaverband oder als Brustband. Flexibles, elastisches Material, das sich angenehm auf der Haut anfühlt und atmungsaktiv ist. Größen- und Druckanpassung mit Klettverschluss, der über das gesamte Band haftet. Diskret unter der Kleidung. Wendeoption. Erhältlich in Weiß. Höhe 15 cm. Art.-Nr. 50224.


✓ In 2 Größen erhältlich



Smidig

Formbarer Gürtel, der stabile Unterstützung bietet. Geeignet sowohl als postoperativer als auch permanenter Gürtel und bei kleineren Bruchproblemen. Mit Klettverschluss und Griff einfach anzupassen. Die lange Klettfläche macht ihn flexibel in Unterstützung und Umfang. Besonders geeignet, wenn die Größe im Laufe der Zeit angepasst werden muss. Atmungsaktives Material, das sich verschiedenen Körpertypen anpasst. Wendeoption. Art.-Nr. 50247.

- ✓ Einfach anzulegen und anzupassen
- ✓ Flexibles und luftiges Material



Ein Gürtel wird postoperativ nach verschiedenen Arten von chirurgischen Eingriffen verwendet. Bei großen Schnitten oder Patienten mit geschwächter Bauchwand wird eine starke Unterstützung zur Entlastung während

der Heilungsphase benötigt. Ein Gürtel lindert Schmerzen und hilft, Brüche und Komplikationen zu verhindern. Nach Fettabsaugung oder Bauchplastik wird oft ein Kompressionsgürtel eingesetzt, um die Heilung zu verbessern.

Postop und Bruch Für kräftigere Figuren



Unsere Lyft-Gürtel sind stabile Bauchgurte mit geformtem Bauchbereich. Sie bieten angenehmen und effektiven Halt und Anhebung für den stärkeren Bauch und werden in Verbindung mit Operationen, Bruchproblemen oder einem Stoma verwendet.

Passt sich dem Bauch an und umschließt ihn

Fingerschleife für einfaches Anlegen

LyftPlus Comfort



Lyft

Unterstützender Gürtel mit geformtem Bauchbereich und elastischer Vorder- und Rückseite. Geeignet für den etwas kräftigeren Bauch und verwendet bei kleineren Brüchen, Stoma oder nach Bauchoperationen, um Narbenbrüche zu verhindern. Zwei Stäbe verstärken den Rücken. Erhältlich in Schwarz. Höhe vorne 24 cm, hinten 23 cm. Art.-Nr. 50206.

✓ **Vollständig elastisch**



LyftPlus Stomi

Ein stabiler Gürtel mit geformtem Bauchbereich und elastischem Rücken. Die unelastische Vorderseite ist zuschneidbar. Geeignet für den etwas kräftigeren Bauch und verwendet bei Brüchen, Stoma, nach Operationen oder zur Fixierung von Stomabandagen. Erhältlich in Schwarz. Höhe vorne 28 cm, hinten 15 cm. Art.-Nr. 50207.

✓ **Unelastische, zuschneidbare Vorderseite**



LyftPlus Comfort

Ein stabiler Gürtel mit geformtem Bauchbereich, elastischem Rücken und unelastischer, luftiger Vorderseite. Geeignet für den etwas kräftigeren Bauch und verwendet bei Brüchen, Stoma oder nach Operationen. Zwei Stäbe im Rücken. Erhältlich in Schwarz. Höhe 30–32 cm, hinten 20 cm. Art.-Nr. 50157. Für individuelle Anpassungen ist das Comfort-Modell als Halbfabrikat erhältlich und heißt LyftPlus Special, Art.-Nr. 50208.

✓ **Höherer Gürtel**

✓ **Unelastische Vorderseite**



Studie zeigt eine signifikante Schmerzlinderung

Die Studie „Effect of an elastic girdle on lung function, intra-abdominal pressure, and pain after midline laparotomy: a randomized controlled trial“ von L. Clay, U. Gunnarsson, K. A. Franklin und K. Strigård zeigt, dass Patienten, die sich einer Laparotomie unterziehen und postoperativ einen individuell angepassten, vorgefertigten Gürtel verwenden, signifikant weniger Schmerzen haben als Patienten ohne Gürtel. In der Studie wurde der Gürtel LyftPlus von NordiCare verwendet. Die Verwendung eines Gürtels kann daher als kostensparende Maßnahme angesehen werden, da die Morphindosierung reduziert und die Mobilisierung beschleunigt wird.

Die Studie wurde im Januar 2014 genehmigt und im International Journal of Colorectal Disease veröffentlicht.

Bruch

Für Unterstützung und Entlastung bei Bauchwandbrüchen

Unsere stabilen Bruchgürtel bieten effektive Entlastung und Unterstützung bei verschiedenen Arten von Bauchwandbrüchen. Die Gürtel können als konservative Behandlung oder in Erwartung einer Operation verwendet werden, um den Bruch zurückzuhalten und eine geschwächte Bauchwand zu stützen. Unsere Gürtel sind in verschiedenen Höhen und Materialien erhältlich, um unterschiedlichen Bedürfnissen und Körpertypen gerecht zu werden. Für eine kräftigere Figur empfehlen wir die Lyft-Serie mit geformtem Bauchbereich.



Smidig

Ein formbarer Gürtel, der stabile Unterstützung bietet. Geeignet bei Bruchproblemen. Einfach anzulegen, zu schließen und mit Griff und Klettverschluss in der Front anzupassen. Die lange Klettfläche macht ihn flexibel in Umfang und Unterstützung. Luffiges, atmungsaktives Material. Passt sich leicht an unterschiedliche Körpertypen an. Wendeoption. Art.-Nr. 50247.

- ✓ **Einfach anzulegen und anzupassen**
- ✓ **Luffiges Material**



ViraRak

Gerader Gürtel aus extra stabilem Material, das Unterstützung und Kompression bietet. Geeignet bei Bruchproblemen. Das stabile Material behält seine Form, ohne Falten zu bilden. Die lange elastische Haftfläche macht den Gürtel flexibel in Umfang, Kompression und Unterstützung. Vira x2 und x3 eignen sich für größere Brüche, wenn ein höherer und stabilerer Gürtel gewünscht wird. Wendeoption. OEKO-TEX®. Höhe 15 cm Art.-Nr. 50230, Höhe 20 cm Art.-Nr. 50231.

- ✓ **2 verschiedene Höhen**



Form

Gerader Gürtel aus stärkerem elastischem Material für stabile Kompression und Unterstützung. Geeignet bei Bruchproblemen. Der Gürtel wird mit einem Klettverschluss geschlossen. Wendeoption. Erhältlich in Schwarz und Hellgrau. Höhe 15 cm Art.-Nr. 50209, Höhe 20 cm Art.-Nr. 50220, Höhe 25 cm Art.-Nr. 50204.

- ✓ **3 verschiedene Höhen**



Form 20



Bräck Unterstützung bei Leisten- und Hodenbrüchen

NordiCares Bruchbänder und Bruchhosen bieten effektive, komfortable Unterstützung bei Leisten- und Hodenbrüchen. Das Zurückhalten des Bruchs erleichtert den Alltag, reduziert Schmerzen und erleichtert ein aktives Leben.



Balder

Ein leichtes und diskretes Leistenbruchband, das bei kleinen und mittelgroßen Brüchen unterstützt. Unsichtbar unter der Kleidung, einfach anzupassen und zu verwenden. Für beidseitige und einseitige Brüche erhältlich. Flache Pelotten inklusive. Balder Doppelseitig Art.-Nr. 50215-00, Balder Rechts Art.-Nr. 50216-20, Balder Links Art.-Nr. 50216-10. Erhältlich in den Größen XS-XL.

✓ **Verwendbar bei Leistenbrüchen**



Loke

Stabile Bruchhose für Herren. Eingriff mit Klettverschluss. Verwendet zur konservativen Behandlung von leichten bis mittelgroßen Leistenbrüchen sowie nach Operationen für eine schnellere Mobilisierung. Bietet Schmerzlinderung und verhindert mögliche Rückfälle. Taschen auf beiden Seiten für das Einlegen von Pelotten. Flache Pelotten sind im Lieferumfang enthalten. OEKO-TEX®. Art.-Nr. 50252.

✓ **Verwendbar bei Leistenbrüchen**



Frej

Eine bequeme Bruchhose aus weichem Baumwollmaterial, die stabile Kompression bietet. Niedriger geschnitten. Zur konservativen Behandlung von leichten bis mittelgroßen Leistenbrüchen sowie nach Operationen für Schmerzlinderung, schnellere Mobilisierung und Vermeidung von Rückfällen. Taschen auf beiden Seiten für Pelotten. Flache Pelotten inklusive. OEKO-TEX®. Art.-Nr. 50253.

✓ **Verwendbar bei Leistenbrüchen**



Freja

Unterstützende Bruchhose für Damen mit Öffnung im Schritt. Bietet optimalen Halt bei Leistenbrüchen und wird anstelle normaler Unterwäsche getragen. Verschiedene Kompressionszonen. Kann auch bei kleineren Bauchbrüchen sowie postoperativ oder bei Stoma verwendet werden. Taschen für Pelotten. Flache Pelotten inklusive. OEKO-TEX®. Art.-Nr. 50254.

✓ **Verwendbar bei Leistenbrüchen**



Tor

Stabile Bruchhose für Herren. Verwendet zur konservativen Behandlung von leichten bis mittelgroßen Hodenbrüchen. Auch geeignet nach Bauchoperationen für Schmerzlinderung und schnellere Mobilisierung. Kann ebenfalls bei kleineren Bauchbrüchen sowie postoperativ oder bei Stoma verwendet werden. OEKO-TEX®. Art.-Nr. 50256.


✓ **Verwendbar bei Hodenbrüchen**



Vidar

Diskreter Suspensorium aus weichem Baumwollmaterial. Verwendet bei Hodenbrüchen oder als Unterstützung nach Operationen. Ohne scheuernde Nähte für besten Tragekomfort gestaltet. OEKO-TEX®. Art.-Nr. 50251.

✓ **Verwendbar bei Hodenbrüchen**



Pads und PadPlus

Konvexe Pelotten können in die Taschen von Loke, Frej, Freja und Balder eingesetzt werden, um den Druck zu erhöhen. Diese können die mitgelieferten flachen Pelotten ersetzen. Paarweise verpackt, jeweils für rechts und links in den Größen Large und Medium. Art.-Nr. 50257. PadPlus ist einzeln verpackt für die rechte bzw. linke Seite und in einer universellen Größe erhältlich. Art.-Nr. 50258.

Leistenbruch ist häufig und betrifft jeden vierten Mann im Laufe seines Lebens. Der Bruch wird fast immer operiert. Bis zur Operation oder konservativen Behandlung empfiehlt sich ein Bruchband oder eine Bruchhose. Unsere diskreten

Bänder halten den Bruch bei Bewegung und können tagsüber einfach angepasst werden. Eine Bruchhose bietet oft bessere Passform für bestimmte Körpertypen und zusätzlichen Halt für den Bauch.

Größen und Maße

Mit nur wenigen Maßen ermitteln Sie ganz einfach Ihre Größe - am besten direkt auf der Haut messen, bei fest anliegendem Maßband. Die meisten unserer Gürtel sind größenflexibel, was das Anpassen erleichtert. Wenn „Platzierung“ angegeben ist, sollte das Maß dort genommen

werden, wo der Gürtel sitzen soll. Zum Beispiel wird das Maß über dem Stoma genommen, wenn Sie einen Stomagürtel anpassen möchten, oder über dem Brustkorb, wenn Sie einen Gürtel nach einer Thoraxoperation oder Brustreduktion bei Gynäkomastie ausprobieren möchten.

A. Maßnehmen für die vorgesehene Platzierung cm


Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle, an der der Gürtel sitzen soll, fest anliegend.

B. Maßnehmen für den Taillenumfang cm

Messen Sie den Taillenumfang an der schmalsten Stelle der Taille, fest anliegend.

C. Maßnehmen für den Hüftumfang cm

Messen Sie den Hüftumfang an der breitesten Stelle der Hüfte, fest anliegend.



StomiFix/StomiTube	
Größe	Hüftumfang (C)
X Small-Small	65 - 90 cm
Small-Medium	85 - 110 cm
Medium-Large	105 - 125 cm
Large-X Large	120 - 140 cm

StomiMini	
Größe	Hüftumfang (C)
Universal	Max 120 cm

AbdoBas*/Smidig	
Größe	Platzierung (A)
X Small	60-75 cm
Small	70-85 cm
Medium	80-100 cm
Large	95-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm
3X Large*	130-145 cm

Stomisoff	
Größe	Platzierung (A)
X Small	70-85 cm
Small	80-95 cm
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm

Form	
Größe	Hüftumfang (C)
Small	70-85 cm
Medium	80-95 cm
Large	90-105 cm
X Large	100-115 cm
2X Large	110-125 cm

Figur	
Größe	Platzierung (A)
X Small	65-85 cm
Small	80-95 cm
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm
3X Large	130-145 cm

ViraRak (nur Hüftmaß)/Vira x2**/Vira x3/ViraKing*		
Größe	Hüftumfang (C)	Taille (B)
XX Small**	65-80 cm	50-65 cm
X Small	70-90 cm	60-80 cm
Small	80-100 cm	70-90 cm
Medium	90-110 cm	80-100 cm
Large	100-120 cm	90-110 cm
X Large	110-130 cm	100-120 cm
2-3X Large*	120-150 cm	110-140 cm

StomiBas	
Größe	Platzierung (A)
X Small	70-85 cm
Small	80-95 cm
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm
3X Large	130-145 cm
4X Large	140-155 cm

AbdoCare	
Größe	Platzierung (A)
1	75-100 cm
2	95-120 cm
3	115-140 cm
4	140-190 cm
5	190-240 cm

Mika	
Größe	Platzierung (A)
S/M	65 - 115 cm
L/XL	110 - 145 cm

Balder	
Größe	Hüftumfang (C)
X Small	70-85 cm
Small	80-95 cm
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm

Vidar	
Größe	Hüftumfang (C)
X Small	70-80 cm
Small	81-90 cm
Medium	91-102 cm
Large	103-113 cm
X Large	114-124 cm

Lyft	
Größe	Hüftumfang (C)
Small	80-95 cm
Medium	95-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm

Loke/Tor	
Größe	Hüftumfang (C)
02	76-80 cm
03	81-85 cm
04	86-90 cm
05	91-95 cm
06	96-100 cm
07	101-105 cm
08	106-110 cm
09	111-115 cm
10	116-120 cm

LyftPlus Stomi/Comfort	
Größe	Hüftumfang (C)
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm
3X Large	130-145 cm
4X Large	140-155 cm


Frej	
Größe	Hüftumfang (C)
02	76-80 cm
03	81-85 cm
04	86-90 cm
05	91-95 cm
06	96-100 cm
07	101-105 cm
08	106-110 cm

LyftPlus Special	
Größe	Hüftumfang (C)
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm

Freja	
Größe	Taille (B)
02	65-69 cm
03	70-74 cm
04	75-79 cm
05	80-84 cm
06	85-89 cm
07	90-94 cm
08	95-99 cm



NordiCare Ortopedi & Rehab AB ist ein schwedisches Unternehmen, das sorgfältig ausgewählte postoperative, orthopädische und Reha-Produkte entwickelt und vertreibt. Unsere treibende Kraft ist es, funktionale Produkte in ansprechendem Design zu entwickeln, die sowohl den Endanwender/-innen als auch dem medizinischen Fachpersonal den Alltag erleichtern.



Unser übriges Sortiment finden Sie unter www.nordicare.de

NordiCare[®] +