



NordiCare[®] 
Produktguide
HELFO 2024/1

BLÅ RESEPT

NordiCare

NordiCare Ortopedi & Rehab AB er et svensk selskap som utvikler og markedsfører nøye utvalgte ortopedi- og rehabiliteringsprodukter. NordiCares hjemmemarked er først og fremst Norden, og kundene våre er aktive innen helsepleie og rehabilitering.

NordiCares sortiment er utviklet i nært samarbeid med helsepersonell, leger og brukere. Det er også et nært samarbeid med internasjonalt ledende produsenter av materialer og produsenter av sykepleieprodukter. Sortimentet utvikles kontinuerlig, og valget av samarbeidspartnere er minst like viktig som vårt eget design- og utviklingsarbeid. Kundene skal alltid føle seg trygge på valget av NordiCares produkter både når det gjelder produktenes kvalitet, funksjon og miljøpåvirkning. Vi kaller det nøye utvalgt.

BLÅ RESEPT

Forskriving av medisinsk forbruksmateriell

Du som lege skal som hovedregel forskrive medisinsk forbruksmateriell på høyeste nivå, for eksempel «505 Forbruksmateriell ved stomi». Helfo krever imidlertid at du gjør en særskilt vurdering av pasientens behov for visse typer medisinsk forbruksmateriell.

Hjelpemateriell

NordiCare har belter til fiksering. Det kan ytes stønad til inntil 10 belter til fiksering pr år.

- 505 Forbruksmateriell ved stomi

Hjelpemateriell - som må rekvireres spesielt av lege

NordiCare har belter till kompresjon. Artikkelgruppen må rekvireres spesielt av lege. Det gis refusjon for maks 4 stk pr år. Kun til brukere med, eller i risiko for å utvikle, parastomalt brokk der belte til kompresjon er nødvendig.

- 5050901 Belter til kompresjon

I praksis betyr dette at du i noen tilfeller skal forskrive flere e-resepter for samme diagnose ved rekvirering av medisinsk forbruksmateriell etter produkt- og prislisen. Et eksempel kan være én resept for «505 Forbruksmateriell ved stomi» og én resept for «5050901 Belter til kompresjon». Les mer om forskrivning på www.helfo.no.

Finne riktig belte

Våre belters egenskaper og utforming skiller seg for å kunne passe for ulike bruksområder og kroppsformer. Vi vil at det skal være enkelt å velge riktig belte. Derfor har vi laget en enkel indikering for hvert beltes grad av kompresjon og støtte. Vi bruker tydelige symboler for å enkelt og raskt vise beltens funksjoner og bruksmuligheter.


Kompresjon

Kompresjon brukes for å redusere risikoen for postoperative komplikasjoner. Bruken av kompresjon motvirker hevelse, infeksjoner, samt risiko for brokk. Lettere kompresjon gir smertelindring og fungerer som fiksering for bandasje og/eller stomi.

Avlastning

Avlastning gis gjennom kompresjon i kombinasjon med støtte. Et avlastende belte gir et ekstra mothold som fungerer som støtte rundt for eksempel en stomi, mot et brokk eller en svak buk. Støtten belte gir minsker belastningen i område. For å kunne gi våre belter avlastende egenskaper, kombinerer vi ofte elastisk materiale med kraftigere og i noen tilfeller uelastisk materiale. Effekten blir et effektiv støtte i kombinasjon med et justerbart trykk. En kraftigere elastikk gir mer avlastning enn et tynnere elastisk materiale.

 Grad av kompresjon 1-3 (lett til sterk kompresjon).

 Grad av avlastning 1-3 (lite til mye avlastning).



Passer barn og voksen



Ekstra bred festeflate



Vendbar, universal høyre/venstre



Hull for stomi



Sømløs



4-veisstretch



Klippbart materiale



Hjelpemidler for stomi, brokk og for å forebygge brokk

Vårt mål er å gjøre hverdagen enklere. NordiCares belter skal gi riktig støtte og avlastning for ethvert bruk. NordiCares stomibelter er utformet for å gi en trygg og sikker fiksering for stomien, støtte eller forebygging av brokk samtidig som de skal være behagelige å ha på seg. De fås i flere modeller som passer til ulike behov og ulike kroppstyper.

StomiTube Belter til fiksering. Ref.kode 505. Refusjon maks 10 stk per år.

Hjelpemateriell, Fikseringsbind.



StomiTube sort

StomiTube beige


Mykt sømløst fikseringsbelte i ett lag strikket materiale. Lommer til ekstra fiksering av stomiposen, laget som en "tube". Ger god passform for forskjellige figurstyper da formen er smalere i ryggen. Synes ikke under klærne. Beltet gjemmer og holder posen på plass. Passer til stomi på høyre eller venstre side. OEKO-TEX®. Tilgjengelig i 3-pakke i svart og beige. Høyde foran 18 cm, i ryggen 11 cm. 3-pakke. Inneholder ikke lateks.

Krever ikke egen resept.

Størrelse og mål:

Omkremsmål ved tenkt plassering.

Størrelse	Hoffemål cm
XS/S	65 - 90
S/M	85 - 110
M/L	105 - 125
L/XL	120 - 140



StomiTube beige	XS/S	S/M	M/L	L/XL
HELFO nummer	919124	969194	966879	877160
NordiCare art.no	50214-88-30	50214-88-40	50214-88-50	50214-88-60

StomiTube Sort	XS/S	S/M	M/L	L/XL
HELFO nummer	962254	809590	915908	854482
NordiCare art.no	50214-80-30	50214-80-40	50214-80-50	50214-80-60

- ✓ Enkelt materiallag
- ✓ StomiTube gjemmer og holder posen på plass
- ✓ Synes ikke under klærne
- ✓ Er enkel å bruke
- ✓ Ger god passform



StomiFix Belter til fiksering. Ref.kode 505. Refusjon maks 10 stk per år.

Hjelpemateriell, Fikseringsbind.



StomiFix hvit

StomiFix sort

Mykt sømløst fikseringsbelte, som holder stomiposen på plass. Belte har dobbelt materiale – det innerste laget har et ferdig klippet hull for stomiposen og det ytterste laget legges utenpå stomiposen igjen. StomiFix er designed som en "tube" uten noen form for låsning, som man går in og ut av. OEKO-TEX®. Finnes i hvit og svart. Inneholder ikke lateks.

Krever ikke egen resept.

Størrelse og mål:

Omkremsmål ved tenkt plassering.

Størrelse	Hoffemål cm
XS/S	65 - 90
S/M	85 - 110
M/L	105 - 125
L/XL	120 - 140



StomiFix Hvit	XS/S	S/M	M/L	L/XL
HELFO nummer	853207	837631	845809	911570
NordiCare art.no	50217-09-30	50217-09-40	50217-09-50	50217-09-60

StomiFix Sort	XS/S	S/M	M/L	L/XL
HELFO nummer	956927	887264	832878	836590
NordiCare art.no	50217-00-30	50217-00-40	50217-00-50	50217-00-60

- ✓ Dobbelt materiallag
- ✓ StomiFix gjemmer og holder posen på plass
- ✓ Synes ikke under klærne
- ✓ Er enkel å bruke
- ✓ Trygg å ha på seg



StomiSoft 20 + 16 Belter til kompresjon. Ref.kode 5050901. Refusjon maks 4 stk per år.

Hjelpemateriell - som må rekvireres spesielt av lege. Det ytes stønad til belter til kompresjon til brukere med, eller med risiko for å utvikle, parastomalt brokk.



StomiSoft 16 cm



StomiSoft 20 cm

Rettt, elastisk støttebelte for bruk ved stomi eller stomibrokk. Støttebeltet har en uelastisk front som er enkel å klippe i. Enkelt å feste og justere takket være håndtak og borrelås i fronten. Beltet kan snus, slik at det passer både på høyre og venstre side ved stomi. Høyde 16 og 20 cm. Inneholder ikke lateks.

Størrelse og mål:
Omkretsmål ved tenkt plassering.

Størrelse	Mål (cm)
XS	70-85
S	80-95
M	90-105
L	100-115
XL	110-125
2XL	120-135




StomiSoft 16	XS	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	849756	865359	898250	869159	977687	820578
NordiCare art.no	50219-00-30	50219-00-40	50219-00-50	50219-00-60	50219-00-70	50219-00-80

StomiSoft 20	XS	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	932721	952237	917705	928751	993412	906785
NordiCare art.no	50218-00-30	50218-00-40	50218-00-50	50218-00-60	50218-00-70	50218-00-80




✓ Tynt og myk


Et belte – tre forskjellige måter å bære på



Med klippet hull for stomibandasjen.



Med mer press, uelastisk støtte over stomibandasjen.



Med myk elastisk støtte over stomibandasjen.

StomiBas Belter til kompresjon. Ref.kode 5050901. Refusjon maks 4 stk per år.

Hjelpemateriell - som må rekvireres spesielt av lege. Det ytes stønad til belter til kompresjon til brukere med, eller med risiko for å utvikle, parastomalt brokk.




StomiBas 16 cm



StomiBas 20 cm



StomiBas 25 cm



Lett å klippe i.

Rettt, stødig stomibelte med håndtak, som gir mothold og avlastning. Også for støtte mot parastomiale brokk. Hull for stomiposen kan klippes i det uelastiske partiet i fronten som hverken frynses seg eller tøyres seg. Passer til rette kroppformer. Vendbar. Høyde 16, 20 og 25 cm.

Størrelse og mål:
Omkretsmål ved tenkt plassering.

Størrelse	Mål cm
X Small	70-85
Small	80-95
Medium	90-105
Large	100-115
X Large	110-125
2X Large	120-135
3X Large	130-145
4X Large	140-155



✓ Effektiv støtte

✓ Meget lett å klippe i



StomiBas 16 cm, sort	XS	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	873193	890649	962583	812397	920049	885711
NordiCare art.no	50211-00-30	50211-00-40	50211-00-50	50211-00-60	50211-00-70	50211-00-80

StomiBas 20 cm, sort	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
HELFO nummer	826895	892466	935375	991727	809084	977159	886973	852428
NordiCare art.no	50212-00-30	50212-00-40	50212-00-50	50212-00-60	50212-00-70	50212-00-80	50212-00-90	50212-00-91

StomiBas 25 cm, sort	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
HELFO nummer	947052	897594	999545	964681	871035	954475	988114	812034
NordiCare art.no	50210-00-30	50210-00-40	50210-00-50	50210-00-60	50210-00-70	50210-00-80	50210-00-90	50210-00-91

NYHET
1/4 2023

LyftPlus Belter til kompresjon. Ref.kode 5050901. Refusjon maks 4 stk per år.

Hjelpemateriell - som må rekvireres spesielt av lege. Det ytes stønad til belter til kompresjon til brukere med, eller med risiko for å utvikle, parastomalt brokk.




Elastisk belte med avlastende og mykt formed frontparti i uelastisk materiale. Materialer på de fremre sidene gir et trykk og passer bra ved stomi. Klippbart materiale. Den svarte nye modellen har et håndtak for enkel påføring. Høyde foran 28 cm og bak 15 cm (beige 23 cm).

Størrelse og mål:
Omkretsmål ved tenkt plassering.

Størrelse	Hoffemål cm
Small*	80-95
Medium	90-105
Large	100-115
X Large	110-125
2X Large	120-135
3X Large	130-145
4X Large	140-155

* Kun i beige uten håndtak


NYHET
1/7 2023



LyftPlus	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Farge	Beige	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
HELFO nummer	853245	852548	990597	834079	969367	810890	804755
NordiCare art.no	50207-08-40	50207-00-50	50207-00-60	50207-00-70	50207-00-80	50207-00-90	50207-00-91

Smidig Belter til kompresjon. Ref.kode 5050901. Refusjon maks 4 stk per år.

Hjelpemateriell - som må rekvireres spesielt av lege. Det ytes stønad til belter til kompresjon til brukere med, eller med risiko for å utvikle, parastomalt brokk.



Formbart belte som gir en stødig støtte. Passer til både postoperativt og permanent belte samt ved mindre brokkproblematikk. Enkel å bruke og justere med håndtag og brorrelås i front. Lang festeflate for brorrelåsen gjør den fleksibel i størrelse og kompresjon. Luftig materiale som tillater huden å puste samt former seg etter ulike figurtyper. Vendbar. høyde 20 cm. Inneholder ikke lateks.

Størrelse og mål:
Omkretsmål ved tenkt plassering.

Størrelse	Mål (cm)
XS	60-75
S	70-85
M	80-100
L	95-115
XL	110-125
2XL	120-135



Smidig	XS	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	824308	953716	992481	946840	890288	842691
NordiCare art.no	50247-00-30	50247-00-40	50247-00-50	50247-00-60	50247-00-70	50247-00-80



Form Belter til kompresjon. Ref.kode 5050901. Refusjon maks 4 stk per år.

Hjelpemateriell - som må rekvireres spesielt av lege. Det ytes stønad til belter til kompresjon til brukere med, eller med risiko for å utvikle, parastomalt brokk.



Form sort 15 cm Form sort 20 cm Form sort 25 cm

Rettt belte med kraftigere elastikk for kompresjon og støtte. Beltet er enkel å ta på og har brorrelås. Brukes post operativt for å avlaste sår, samt ved brokkproblematikk. Lang festeflate for brorrelåsen. Vendbar. Høyde 15, 20 og 25 cm. Inneholder ikke lateks.

Størrelse og mål:
Omkretsmål ved tenkt plassering.

Størrelse	Mål cm
Small	70-85
Medium	80-95
Large	90-105
X Large	100-115
2X Large	110-125



Form 15 cm, sort	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	873697	883883	843260	982144	987273
NordiCare art.no	50209-00-40	50209-00-50	50209-00-60	50209-00-70	50209-00-80

Form 20 cm, sort	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	853976	953355	842666	904431	879370
NordiCare art.no	50220-00-40	50220-00-50	50220-00-60	50220-00-70	50220-00-80

Form 25 cm, sort	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	855219	950467	871467	946425	879603
NordiCare art.no	50204-00-40	50204-00-50	50204-00-60	50204-00-70	50204-00-80

- ✓ Behagelig og effektiv støtte
- ✓ Lett å justere til ønsket kompresjon



Figur Belter til kompresjon. Ref.kode 5050901. Refusjon maks 4 stk per år.

Hjelpemateriell - som må rekvireres spesielt av lege. Det ytes stønad til belter til kompresjon til brukere med, eller med risiko for å utvikle, parastomalt brokk.



Figur hvit 16 cm Figur sort 20 cm Figur hvit 25 cm

Behagelig, rett belte i mykt materiale. Bred festeflate for borrelåsen. Brukes postoperativt, for å avlaste sår og for fiksering av bandasje. Med beltets brede borrelås vil det være enkelt å justere til ønsket støtte. Vendbar. OEKO-TEX®. Høyde 16, 25 og 32 cm (hvit), 20 cm (svart). Inneholder ikke lateks.


Størrelse og mål:
Omkretsmål ved tenkt plassering.

Størrelse	Mål cm
X Small	70-85
Small	80-95
Medium	95-105
Large	105-115
X Large	115-125
2X Large	125-135
3X Large	130-145

Figur 16 cm, hvit	S	M	L	XL	2XL	3XL
HELFO nummer	831580	997517	916973	992533	937778	971552
NordiCare art.no	50221-09-40	50221-09-50	50221-09-60	50221-09-70	50221-09-80	50221-09-90

Figur 20 cm, sort	XS	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	923122	915212	937631	817345	899590	868573
NordiCare art.no	50222-00-30	50222-00-40	50222-00-50	50222-00-60	50222-00-70	50222-00-80

Figur 25 cm, hvit	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	957262	977410	893468	801753	811792
NordiCare art.no	50202-09-40	50202-09-50	50202-09-60	50202-09-70	50202-09-80



Hoftebeskytter

Hvert år faller ca. 9 000 eldre og slår seg så ille at de får brudd i hoften (ref: Nasjonalt hoftebruddregister). SafeHip® er en polstret underbukse som du kan ha på under buksene eller kjolen. Løsningen er enkel. Hvis du faller fungerer hoftebeskytteren ved å ta i mot energien i støtet og spre den. Med SafeHip® hoftebeskytter unngår man angst for å falle og kan derfor trygt leve et mer aktivt liv. SafeHip® er den best klinisk testede hoftebeskytter i verden. Samtlige studier finnes på www.nordicare.se/no.

SafeHip AirX Discreet Refusjonsberettiget. Ref.kode 510. Maks 4 stk per år.



Safehip AirX Discreet Female, S-2XL Safehip AirX Discreet Male, XS-2XL


Mål: Hoffemålet skal tas over baken på det bredeste stedet, centimetermål.

Størrelse	Hoffemål cm
Small	75-95
Medium	90-105
Large	100-115
X Large	110-130
2X Large	125-150

En tynn tettsittende hoftebeskytter med myke, fastsydde tekstilbeskyttere. Designet for eldre som ønsker en bukse som ikke synes under klærne. Inneholder ikke lateks.

SafeHip AirX Discreet Female	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	842832	845720	953523	944502	803506
NordiCare art.no	60340-40-40	60340-40-50	60340-40-60	60340-40-70	60340-40-80

SafeHip AirX Discreet Male	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	892522	964698	965202	806070	918632
NordiCare art.no	60340-30-40	60340-30-50	60340-30-60	60340-30-70	60340-30-80



SafeHip Classic Refusjonsberettiget. Ref.kode 510. Maks 4 stk per år.



Safehip Classic Unisex 1 par, S-2XL

Hoftebeskytter med isydde skaller brukes som normal truse eller som overtrekksbukse. Trusene er rundstrikket og meget elastiske og fungerer derfor også sammen med et større inkontinensbind. Inneholder ikke lateks.


SafeHip Classic Unisex 1 par	S	M	L	XL	2XL
HELFO nummer	902657	922069	914062	936895	893467
NordiCare art.no	60300-09-40	60300-09-50	60300-09-60	60300-09-70	60300-09-80

Mål: Hoffemålet skal tas over baken på det bredeste stedet, centimetermål.

Størrelse	Hoffemål cm
Small	75-95
Medium	90-110
Large	100-120
X Large	110-140
2X Large	120-150

I tillegg til våre produkter på Helfo har NordiCare et bredt produktsortiment på flere forskjellige områder.

For komplett sortiment besøk www.nordicare.se/no



NordiCare⁺