

# HumerusComfort Extend - Frakturortos

ART.NO 20224

HumerusComfort Extend är en stabil frakturortos designad för att kontrollera humerus segment genom kompression av mjukdelarna. Lindrar smärta och medger rörlighet i axel och armbågsled, vilket minskar risken för ledstelhet och muskelatrofi under behandlingstiden. Ortosen är bekväm och trygg, har breda band och formgjutna plattor för jämn kompression och god avlastning. Den textila axeldelen gör att ortosen sitter bekvämt och säkert på plats. De integrerade formgjutna plattorna kan lätt kortas av och formas för anpassning. Luftspalten i textilen bidrar till tryckutjämning. Passar både höger och vänster arm. Produkten är röntgengensläpplig.



## Indikationer:

Icke operativ behandling av slutna skafffrakturer på humerus. Icke operativ behandling av stabila proximala humerusfrakturer. Postoperativ behandling av öppna skafffrakturer på humerus.

## Material:

Ventilerande textilt distansmaterial som är svalt mot huden och tillåter huden att andas. Polyester 59%, Polyamid 38%, Bomull 2%, Elastane 1%. Latexfri.

## Tvättråd:

Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.



## Måttagning:

Omkremsmått runt överarmen proximalt. Längdmått från axel och ned mot armbågsled. Val av storlek är beroende av överarmens omkrets och längd.

Storlek	1. Omkrets överarm proximalt cm	2. Ortosens längd cm	Art. no.
Small	17-23	32,5	20224-00-40
Medium	23-32	34,5	20224-00-50
Large	32-41	36,5	20224-00-60
X Large	41-50	38,5	20224-00-70

## Tillbehör:

Axilla Kit HC - art. no. 20219. Beställs separat.

Storlek	1. Längd innre skal	2. Längd textil	Art. no. Axilla Kit HC:
Small	12 cm	14,5 cm	20219-00-40
Medium	14 cm	16,5 cm	20219-00-50
Large	16 cm	18,5 cm	20219-00-60
X Large	18 cm	20,5 cm	20219-00-70