

# Klara - Kompressions-BH

ART.NO 31148

Stadig sömlös kompressions-BH i dubbelt material med hög kompressionsgrad. Designad för att användas under rehabilitering efter bröstoperation eller radioterapi då kraftigare kompression behövs samt vid behandling av lymfödem. Helt öppningsbar i front och axelband för enkel applicering direkt efter operation/under läkningsprocessen.

- Kompressionsgrad 1 - Hög.
- Öppningsbar mitt fram med hysk-hak, justerbar i tre steg.
- Breda och reglerbara axelband framtill med hysk-hak, justerbar i flera steg.
- Dubbelt material i kupa, ficka för vadd/protes.
- Mjuk bred sömlös kant under bysten, känns behaglig mot eventuella snitt/ärrvävnad.
- Extra högt skuren under armhåla, rygg och mitt fram.

## Indikationer:

Kompressions-BH avsedd att användas när hög kompression önskas. För kvinnor som genomgått olika typer av bröstoperationer såsom mastektomi samt vid behandling av lymfödem.

## Material:

83% polyamid, 11% elastan, 6% polyester. Latexfri.

## Tvättråd:

Maskintvätt 60°C. För bästa färghållbarhet rekommenderas 40°C. Kan torktumlas på låg värme. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Stryk ej. Använd gärna tvättpåse.



Bredare i ryggen och hög mitt fram. Helt öppningsbar fram för enkel applicering med hysk-hak. Reglerbara axelband i flera steg.

Modell	Size	Art.no
Klara vit	S-2XL	31148-09



## Storleksguide

cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Kupstorlek	AA										
	A		S		M		L		XL		2XL
	B										
	C										
	D										
	E										

