

# Atle Låg - Ryggortos

ART.NO 50100

Elastisk ryggortos i formbart material som gör att ortosen har en mycket bra passform. Ger ett stabilt men bekvämt stöd över ländryggen. Passar de flesta figurtyper; både herr och dam. Atle finns i beige och svart. Materialet ger god kompression och är mycket behagligt att bära då det andas, har låg vikt och är mjukt mot huden. Den randiga strukturen i materialet ser till att ortosen sitter på plats. Atle har kardborrlåsning mitt fram. De elastiska dragbanden är reglerbara och ger ett stabilt stöd. Även dragbanden fästes mitt fram med kardborre. De två urtagbara ryggskenorna formas individuellt efter ryggens kontur.

Modell	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Atle Låg Beige	50100-08	18 cm	27 cm
Atle Låg Svart	50100-00	18 cm	27 cm

## Indikationer:

Används vid ryggskott, ischias samt övriga vanligt förekommande besvär i ländryggen.

## Material:

Ventilerande textilt material som är svårt mot huden och tillåter huden att andas.

Atle Beige: Polyester 70%, Polyamid 14%,  
Gummi 11%, Elastan 5%.

Atle Svart: Polyester 70%, Gummi 21%,  
Polyamid 6%, Elastan 3%.

## Tvättråd:

Maskintvätt 40°. Tag ur ryggskenorna. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

## Måttagning:

Höftmått i cm.



50100-00



50100-08

Storlek	Höftmått cm
Small	80-95
Medium	95-105
Large	105-115
X Large	115-125
2X Large	125-135

