

# Mamma Mia - Bäckenhälte

ART.NO 50102

Mamma Mia är ett följsamt bäckenbälte som ger ett jämnt och stabilt stöd över bäckenets leder. Mamma Mia ger även bekvämt lyft under magen och är lätt att justera när magen växer. Den tilltagna bredden i kombination med det mjuka materialet gör den särskilt skön att använda.  
Färg: svart.

- Kombination av mjukt positioneringsbälte och stabila stödband
- Lätt att justera utan att tappa positioneringen
- Hudvänligt material som är lätt och som andas

Modell	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Mamma Mia	50102	16 cm	16 cm

## Indikationer:

Vid foglossning/symfysiolyt under eller efter graviditet. Lämplig även för icke gravida som önskar ett stabilt stöd sacroiliakalt.

## Material:

Ventilerande textilt material som är svalt mot huden och tillåter huden att andas.  
Polyester 51%, Polyamid 17%, Gummi 12%, Polyuretan 8%, Bomull 7%, Elastan 5%.

## Tvättråd:

Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

## Måttagning:

Höftmått i cm.



Storlek	Höftmått cm
Small	80-95
Medium	90-105
Large	100-115
X Large	110-125
2X Large	120-135

