

Ballerina - Hållningsbandage

ART.NO 50103

Ballerina är ett funktionellt hållningsbandage som bekvämt påminner om god hållning i bröstryggen. Breda mjuka band över axlarna går i kors över ryggen och fästes fram med kardborrband. Den breda stabila ryggdelen påverkar effektivt axelpartiet utan att ge obehagligt tryck över diafragman. Ballerina ger även avlastning thorakalt. Banden går enkelt att klippa till önskad längd. Smidig och bekväm ortos som med fördel bärs under kläderna.

Indikationer:

Används vid ökad thorakal kyfos. Även lämplig vid nyckelbensfrakturer, efter spinal stenosis-operation, för att uppnå optimal andningsfunktion och vid kotkompression.

Material:

Ventilerande textilt material som är svalt mot huden och tillåter huden att andas. Polyamid 52%, Polyester 42%, Elastan 5%, Elastomer 1%. Latexfri.

Tvättråd:

Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning:

Bröstkorgsmått under bysten i cm.



Storlek	Bröstkorgsmått cm
Small	65-80
Medium	80-95
Large	95-110
X-Large	110-125

