

Atle Mage - Ryggortos

ART.NO 50105

Atle Mage är en semielastisk ryggortos som ger ett stabilt stöd över ländryggen samtidigt som den lyfter/stödjer buken. Lämplig att använda till personer med större/förslappat abdominalt parti samt till gravida/efter graviditet. Ryggpartiet är tillverkat i AirX material, ett elastiskt material med god kompression som är mycket behagligt att bära då det andas. Frontpartiet är oelastiskt och ger stabilt stöd/lyft för buken. "Formen" på frontpartiet kan justeras i båda sidor med kardborrlåsning så optimalt lyft/storlek uppnås. Ortosen passar därför även till gravida då den kan justeras allt eftersom magen växer. Elastiska dragband fästes fram/under magen med kardborre, justerbara för att uppnå önskat stöd i ländryggen. Två urtagbara ryggskenor formas individuellt efter ryggens kontur.

| Modell | Art.no | Höjd mitt fram | Höjd mitt bak |
|--------------------|----------|----------------|---------------|
| Atle Mage Beige | 50105-08 | 25 cm | 26,5 cm |

Indikationer:

Används vid ryggskott, ischias samt övriga vanligt förekommande besvär i ländryggen. För att ge extra stöd för en större/förslappad buk, vid graviditet eller för personer som har mindre bråck.

Material:

Polyamid 46%, Polyester 44%, Elastan 5%, Bomull 4%, Gummi 2%.

Tvättråd:

Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning:

Höftmått i cm.



| Storlek | Höftmått cm |
|----------|-------------|
| Small | 80-95 |
| Medium | 95-105 |
| Large | 105-115 |
| X Large | 115-125 |
| 2X Large | 125-135 |

