

Tuff - Ryggortos

ART.NO 50200

Ryggortosen Tuff ger ett mycket stabilt stöd över ländrygg/bäcken och är utmärkt att använda till de personer som önskar en smidig låg ryggortos med kraftigt stöd. Ortosen kan appliceras i midjehöjd eller över bäckenet beroende på var stödet önskas. Om ortosen avses att användas i midjehöjd, välj då en mindre storlek. Tuff har bred kardborrlåsning framtill för att passa både över höft alternativt i midjehöjd. De elastiska dragbanden är reglerbara och ger ett stabilt stöd, fästes mitt fram med kardborre. Tillverkad i en kraftig resår och passar de flesta figurtyper; både herr och dam. Tuff finns i svart.

Modell	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Tuff svart	50200	15 cm	20 cm

Indikationer:

Används vid ryggskott, ischias samt övrigt vanligt förekommande sjukdomar i ländryggen. Tuff passar utmärkt att använda som stöd för höft/bäcken vid exempelvis kvarstående SI-besvär efter graviditet. Applicera då produkten längre ned över höften.

Material:

Polyester 50%, Nylon 30%, Spandex 20%. Latex fri.

Tvättråd:

Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning:

Höftmått i cm.



Storlek	Mått cm
Small	80-95
Medium	95-105
Large	105-115
X Large	115-125

