

# Bure - Ryggortos

ART.NO 50241 LÅG, 50242 HÖG

Elastisk och funktionell ryggortos som ger extra god stabilitet och bekvämt stöd över ländryggen. Passar de flesta figurtyper, både dam och herr. Bure fästs med kardborrlåsning fram. De breda, elastiska dragbanden är reglerbara och även de fästs mitt fram med kardborre. De två urtagbara ryggskenorna kan formas efter ryggens kontur.

Modell	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Bure Låg svart	50241	15 cm	26 cm
Bure Hög svart	50242	19 cm	32 cm

### Indikationer:

Används vid ryggskott, ischias samt övriga vanligt förekommande besvär i ländryggen.

### Material:

Polyester 55%, Polyamid 30%, Spandex 15%. Latexfri.

### Tvättråd:

Maskintvätt 40°. Tag ur ryggskenorna. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

### Måttagning:

Höftmått i cm.



50241 Låg: 15 cm fram 26 cm bak



50242 Hög: 19 cm fram 32 cm bak

Storlek	Höftmått cm
Small	80-95
Medium	90-105
Large	100-115
X Large	115-125
2X Large	125-135



**CE** This product meets the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC. Class 1 medical device, non sterile.