

SafeHip® AirX - Höftskyddsbyxa

ART.NO 60310, 60311, 60314 Fastsydd skydd

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd. Materialet i skydden andas och byxan är mycket sval att bära. Patenterad hästskoform som är såväl energispridande som energiupptagande. Unisex- och herrmodell används som vanliga underbyxor eller överdragsbyxa. Byxan är rundstickad och mycket elastisk, lätt att ta på och av. Fungerar även bra med större inkontinensskydd. Open-modellen är öppen i grenen och rekommenderas vid kraftigare inkontinens, med tejpblöja/inkontinensbyxa och behöver ej tas av vid toalettbesök.

Modell	Art.no
SafeHip® AirX Unisex	60310
SafeHip® AirX Herr	60311
SafeHip® AirX Open	60314

Indikationer:

Safehip® förebygger höftfraktur hos personer som lider av falltendens eller benskörhet (osteoporos), som tidigare råkat ut för höftfrakturer eller annan fraktur, har svimningstendens/yrsel eller gångbesvär. Safehip® höftskyddsbyxor är väl dokumenterade och kliniskt testade i flera undersökningar. Höftskyddsbyxor rekommenderas av Socialstyrelsen att användas av personer med stor fallbenägenhet.

Material:

Bomull 58%, Polyamid 36%, Elastan 6%. Latexfri.

Tvättråd:

Safehip® AirX kan tvättas minst 100 gånger i temperatur upp till 95° och kan torktumlas vid hög temperatur utan att skada skydden. Vid lägre tvätt/torktemperatur förlängs livslängden på skydd/byxa. Använd ej klorblekmedel. Använd gärna tvättpåse.

Måttagning:

Höftmättet skall tas över stussen på bredaste stället, centimetermätt.




60310: Safehip® AIRX Unisex



60311: Herr

60314: Open



Skydden sitter över lårbenshalsen för optimalt skydd.

Storlek	Höftmått cm
X Small	65-85
Small	75-95
Medium	90-110
Large	100-120
X Large	110-140
2X Large	120-150

