

SafeHip AirX™ Discreet - Höftskyddsbyxa

ART.NO 60340

Fastsydd skydd

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd. Materialet i skydden andas och byxan är mycket sval att bära. Patenterad hästskoform som är såväl energispridande som energiupptagande. Safehip® AirX Discreet dam- och herrmodell används som vanliga underbyxor eller överdragsbyxa. Byxan är rundstickad och mycket elastisk, lätt att ta på och av. Safehip® AirX Discreet är utvecklad framförallt för aktiva och hemmaboende personer med fallrisk.

Modell	Art.no
Safehip® AirX™ Discreet Dam	60340-40
Safehip® AirX™ Discreet Herr	60340-30

Indikationer:

Safehip® AirX Discreet skyddar mot höftfraktur hos personer som lider av falltendens eller benskörhet (osteoporos), personer som tidigare råkat ut för höftfrakturer eller annan fraktur, har svimningstendens/yrsel eller gångbesvär. Effekten av Safehip® höftskyddsbyxor är väl dokumenterade och kliniskt testade i flera undersökningar och minskar risken för en höftfraktur vid fall. Höftskyddsbyxor rekommenderas av Socialstyrelsen att användas av personer med stor fallbenägenhet.

Material:

Polyamid 94%, Elastan 6%. Latexfri.

Tvättråd:

Safehip® AirX Discreet kan tvättas minst 100 gånger i temperatur upp till 60° och kan torktumlas vid låg temperatur utan att skada skydden. Vid lägre tvätt/torktemperatur förlängs livslängden på skydd/byxa. Använd ej klorblekmedel. Använd gärna tvättpåse.

Måttagning:

Höftmättet skall tas över stussen på bredaste stället, centimetermätt.


Storlek	Höftmätt cm
Small	75-95
Medium	90-105
Large	100-115
X Large	110-130
2X Large	125-150



SAFEHIP® AirX Discreet Dam



SAFEHIP® AirX Discreet Herr



Skydden sitter över lårbenshalsen för optimalt skydd.

